

THINK DIGITAL


NUEVA GENERACIÓN DE Ti-BASE



sis

Smart Implant Solutions

NUEVA GENERACIÓN DE Ti-BASE



THINK DIGITAL - Smart Product

exocad 3shape dental wings

Librerías disponible en: www.smartimplantsolutions.com

Ti-BASE

CON ALTURA GINGIVAL (HG)



VARIAS
ALTURAS
GINGIVALES

ANTIRROTATORIA



ALTURA
CHIMENEA
4.4mm.

ROTATORIA

Ti-BASE

CON ALTURA GINGIVAL (HG) Y DE CEMENTACIÓN (HC) 7mm.



VARIAS
ALTURAS
GINGIVALES

ANTIRROTATORIA

ALTURA
CHIMENEA
7mm.



ROTATORIA

Ti-BASE

RECORTABLE (9mm.)



Recortar con disco
para metales.

SMART ANGLE



LA SOLUCIÓN ANGULADA MÁS SEGURA DEL MERCADO


PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3



CONEXIÓN MEJORADA: Evita el coronamiento de los tornillos.

ANODIZADO AZUL:
Permite distinguir un tornillo estandar a un tornillo Smart Angle.

MATERIAL: Titanio grado 5.



CORTA
(20mm)

MEDIANA
(25mm)

LARGA
(35mm)

Las Ti-Bases, bases de Cr-Co y las librerías de implantes están preparadas para utilizar la solución angulada Smart Angle.

SCANBODY INTRA/EXTRA-ORAL


UN ÚNICO SCANBODY PARA TODOS LOS USOS

La línea de Scanbodies desarrollada por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions simplifica enormemente la forma de trabajar. Sirve tanto para escaneados intraorales (clínica) como para su utilización en modelos de escayola o resina (laboratorio).

AMPLIA CARA PLANA
Amplia cara plana para un mejor best-fit y por consiguiente una mejor alineación geométrica con la conexión.

ACABADO ARENADO
El arenado del scanbody SIS permite que sea leído perfectamente por cualquier escáner del mercado.

MAXIMA PRECISIÓN
en el mecanizado. (8 micras).



DIÁMETRO SIMILAR A LA CONEXIÓN

Cada scanbody está fabricado con el mismo diámetro que el implante lo que permite un mejor ajuste a la conexión en boca y evita los problemas con los tejidos blandos.


RADIOPACO

Completamente RADIOPACO. Imagen perfecta RX para comprobar el correcto asentamiento en el implante.

MATERIAL

Cuerpo íntegramente fabricado en Titanio grado 5.

SIMPLIFICA LA FORMA DE TRABAJAR



Librerías disponible en: www.smartimplantsolutions.com

COMPATIBILIDADES DISPONIBLES

 NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo


 BIOMET 3i® OSSEOTITE® Hexágono Externo


 MIS SEVEN® Hexágono Interno

 ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno

 BIOMET 3i® CERTAIN® Hexágono Interno "Click"

 ASTRA® TECH OSSEOSPEED® Cónica Interna

 STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono

 BTI® Tetralobular Interno

 NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular

 NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa

 KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto

 MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno

 STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna

 BTI® Hexágono Externo

 SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna

 PHIBO® TSH® Hexágono Externo

 BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno

 NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna

 ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION Cónica Interna

 NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®) Cónica Interna

 MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna

 DENSTPLY® XIVE® Cónica Interna

 DENSTPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos

 OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET Cónica Interna

 DIO® UFII® Cónica Interna

 DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna

 KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno



[VER VIDEO](#)

Smart Implant Solutions

Tel.: + 34 943 322 812

[E-mail: sales@smartimplantsolutions.com](mailto:sales@smartimplantsolutions.com)

Oficinas centrales:

Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián (Spain)

Planta de fabricación:

Pol. Ind. Galartza s/n, 48277 Etxebarria (Bizkaia)



THINK DIGITAL

www.smartimplantsolutions.com