


THINK DIGITAL

SMART Ti-BASE



Smart Implant Solutions

SMART Ti-BASE



exocad 3shape dental wings

Librerías disponible en: www.smartimplantsolutions.com

Ti-BASE

CON ALTURA GINGIVAL (HG)



VARIAS
ALTURAS
GINGIVALES

ANTIRROTATORIA



ALTURA
CHIMENEA
4.4mm.

ROTATORIA

Ti-BASE

CON ALTURA GINGIVAL (HG) Y DE CEMENTACIÓN (HC) 7mm.



VARIAS
ALTURAS
GINGIVALES

ANTIRROTATORIA


ALTURA
CHIMENEA
7mm.



ROTATORIA

Ti-BASE

RECORTABLE (9mm.)



Recortar con disco
para metales.

SMART ANGLE



LA SOLUCIÓN ANGULADA MÁS SEGURA DEL MERCADO. PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3




CONEXIÓN MEJORADA: Evita el coronamiento de los tornillos.

ANODIZADO AZUL:
Permite distinguir un tornillo estandar a un tornillo Smart Angle.

MATERIAL: Titanio grado 5.

Las Ti-Bases, bases de Cr-Co y las librerías de implantes están preparadas para utilizar la solución angulada Smart Angle.



CORTA (20mm) **MEDIANA** (25mm) **LARGA** (35mm)

SCANBODY INTRA/EXTRA-ORAL

UN ÚNICO SCANBODY PARA TODOS LOS USOS

La línea de Scanbodies desarrollada por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions simplifica enormemente la forma de trabajar. Sirve tanto para escaneados intraorales (clínica) como para su utilización en modelos de escayola o resina (laboratorio).

AMPLIA CARA PLANA

Amplia cara plana para un mejor best-fit y por consiguiente una mejor alineación geometría con la conexión.

ACABADO ARENADO

El arenado del scanbody SIS permite que sea leído perfectamente por cualquier escáner del mercado.

MAXIMA PRECISIÓN

en el mecanizado. (8 micras).



DIÁMETRO SIMILAR A LA CONEXIÓN

Cada scanbody está fabricado con el mismo diámetro que el implante lo que permite un mejor ajuste a la conexión en boca y evita los problemas con los tejidos blandos.



RADIOPACO

Completamente RADIOPACO. Imagen perfecta RX para comprobar el correcto asentamiento en el implante.


MATERIAL

Cuerpo íntegramente fabricado en Titanio grado 5.

SIMPLIFICA LA FORMA DE TRABAJAR



Librerías disponible en: www.smartimplantsolutions.com



Smart Implant Solutions

Tel.: + 34 943 322 812

E-mail: pedidos@smartimplantsolutions.com

Oficinas centrales:

Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián (Spain)

CATÁLOGO GENERAL DE CONEXIONES

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK®
Hexágono Externo

NP 3.3

RP 3.75/4.0

WP 5.0

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT®
Trilobular

NP 3.5

RP 4.3

WP 5.0

NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE®
Interna Activa

NP 3.5/3.75

RP 4.3/5.0

ZIMMER® SCREW-VENT®
Hexágono Interno

NP 3.5

RP 4.5

WP 5.7

BIOMET 3I® OSSEOTITE®
Hexágono Externo

NP 3.4

RP 4.1

WP 5.0

BIOMET 3I® CERTAIN®
Hexágono Interno "Click"

NP 3.4

RP 4.1

WP 5.0

MIS® SEVEN®
Hexágono Interno

NP 3.30

SP 3.75/4.20

WP 5.0/6.0

MIS® C1/V3
Hexágono Cónico Interno

RP

ASTRA®TECH OSSEOSPEED®
Cónica Interna

Yellow 3.0

Aqua 3.5/4.0

Lilac 4.5/5.0

ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION®
Cónica Interna

3.0

3.6

4.2

4.8

STRAUMANN® TISSUE LEVEL®
Octógono

RN 4.8

WN 6.5

STRAUMANN® BONE LEVEL®
Interna

NC 3.3

RC 4.1/4.8

BTI® INTERNAL
Tetralobular Interno

NP 3.5

RP 4.1

WP 5.5

BTI® EXTERNAL HEXAGON
Hexágono Externo

NP 3.5

RP 4.1

CATÁLOGO GENERAL DE CONEXIONES

| | |
|---|----------------------|
| KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto | RP 4.2 |
| KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno | NV RV |
| SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna | 3.3 3.8 4.25 |
| PHIBO® TSH® Hexágono Externo | NP 3.3 RP 4.0 WP 5.0 |
| BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno | 3.0 3.5 4.5 |
| NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna | REGULAR |
| NEODENT GM® (HELIX GM®, DRIVE GM®, TITAMAX GM®) Cónica Interna | STD |
| MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna | STD |
| DENSTPLY® XIVE® Cónica Interna | 3.4 3.8 |
| DENSTPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos | C (without Index) |
| OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET Cónica Interna | MINI REGULAR |
| DIO® UFII® Cónica Interna | REGULAR |
| DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna | STD |
| BIOTECH DENTAL® KONTACT™ | RP |
| ANTHOGYR® AXIOM® BL® | RP |



THINK DIGITAL

www.smartimplantsolutions.com