



Smart Implant Solutions

---

# GUÍA RÁPIDA USO DE PUNTAS

---

REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-2001	Tornillo protésico	Bti®	Smart Angle
SIS-2001HG	Tornillo protésico	Bti®	Smart Angle
SIS-2026	Tornillo protésico	Bti®	Smart Angle
SIS-2023	Tornillo protésico	BTI® CORE	Smart Angle
SIS-2023HG	Tornillo protésico	BTI® CORE	Smart Angle
SIS-3514N	Tornillo protésico	BTI® CORE	Hex. 1,20
SIS-0710	Tornillo protésico	Bti® Interno	Hex. 1,20
SIS-0710N	Tornillo protésico	Bti® Interno	Hex. 1,20
SIS-0710Q	Tornillo protésico	Bti® Interno	Cuadrado 1,30
SIS-2023	Tornillo protésico	Bti® Interno	Smart Angle
SIS-2023HG	Tornillo protésico	Bti® Interno	Smart Angle
SIS-2714	Tornillo protésico	Denstply® Ankylos®	Hex. 1,0
SIS-2715N	Tornillo protésico	Denstply® Ankylos®	Smart Angle
SIS-2614	Tornillo protésico	Denstply® Xive®	Hex. 1,20
SIS-2614N	Tornillo protésico	Denstply® Xive®	Hex. 0,90
SIS-2614R	Tornillo protésico	Denstply® Xive®	Hex. 0,90
SIS-2615N	Tornillo protésico	Denstply® Xive®	Smart Angle
SIS-2615R	Tornillo protésico	Denstply® Xive®	Smart Angle
SIS-3014R	Tornillo protésico	Dentium Superline TM & Implantium®	Hex. 1,27
SIS-3015R	Tornillo protésico	Dentium Superline TM & Implantium®	Smart Angle
SIS-3015RHG	Tornillo protésico	Dentium Superline TM & Implantium®	Smart Angle
SIS-2914R	Tornillo protésico	Dio® Ufil®	Hex. 1,20
SIS-2915R	Tornillo protésico	Dio® Ufil®	Smart Angle
SIS-2915RHG	Tornillo protésico	Dio® Ufil®	Smart Angle
SIS-1004	Tornillo protésico	Klockner® Sk2®	Hex 1,70
SIS-1004M	Tornillo protésico	Klockner® Sk2®	Cruz
SIS-3214N	Tornillo protésico	Klockner® Vega®	Estrella
SIS-3214R	Tornillo protésico	Klockner® Vega®	Estrella
SIS-3215N	Tornillo protésico	Klockner® Vega®	Smart Angle
SIS-3215NHG	Tornillo protésico	Klockner® Vega®	Smart Angle
SIS-3215R	Tornillo protésico	Klockner® Vega®	Smart Angle
SIS-3215RHG	Tornillo protésico	Klockner® Vega®	Smart Angle
SIS-3615R	Tornillo protésico	Megagen Anyone®	Smart Angle
SIS-3615RHG	Tornillo protésico	Megagen Anyone®	Smart Angle
SIS-2514R	Tornillo protésico	Megagen Anyridge®	Hex. 1,20
SIS-2515R	Tornillo protésico	Megagen Anyridge®	Smart Angle
SIS-2515RHG	Tornillo protésico	Megagen Anyridge®	Smart Angle
SIS-0351M	Tornillo protésico	Mis® C1/V3	Hex. 1,27
SIS-2007M	Tornillo protésico	Mis® C1/V3	Smart Angle
SIS-2007MHG	Tornillo protésico	Mis® C1/V3	Smart Angle
SIS-0351M	Tornillo protésico	Mis® C1/V3®	Hex. 1,27
SIS-0351M	Tornillo protésico	Mis® Seven®	Hex. 1,27
SIS-0351MX	Tornillo protésico	Mis® Seven®	Hex. 1,27
SIS-2007M	Tornillo protésico	Mis® Seven®	Smart Angle
SIS-2007MHG	Tornillo protésico	Mis® Seven®	Smart Angle
SIS-2025	Tornillo protésico	Mis® Seven®	Smart Angle
SIS-2025HG	Tornillo protésico	Mis® Seven®	Smart Angle
SIS-1307	Tornillo protésico	MultiUnit SIS®	Unigrip
SIS-1307A	Tornillo protésico	MultiUnit SIS®	Hex. 1,27
SIS-1307H	Tornillo protésico	MultiUnit SIS®	Hex. 1,20
SIS-2012	Tornillo protésico	MultiUnit SIS®	Smart Angle
SIS-2214R	Tornillo protésico	Neobiotech® is system	Hex. 1,20
SIS-2215R	Tornillo protésico	Neobiotech® is system	Smart Angle
SIS-2215RHG	Tornillo protésico	Neobiotech® is system	Smart Angle
SIS-2414R	Tornillo protésico	Neodent GM®	Neo
SIS-2415R	Tornillo protésico	Neodent GM®	Smart Angle
SIS-2415RHG	Tornillo protésico	Neodent GM®	Smart Angle
SIS-0151	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Unigrip
SIS-0152	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Hex. 1,20
SIS-0153	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Hex. 1,25
SIS-0154	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Cuadrado 1,30

REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-0156	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Hex. 1,20
SIS-0160	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Hex. 1,20
SIS-0161	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Hex. 1,25
SIS-0915	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Unigrip
SIS-2001	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Smart Angle
SIS-2001HG	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Smart Angle
SIS-2002	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Smart Angle
SIS-2002HG	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Branemark®	Smart Angle
SIS-0914	Tornillo protésico	Nobel Biocare® NobelActive®	Unigrip
SIS-0915	Tornillo protésico	Nobel Biocare® NobelActive®	Unigrip
SIS-2003	Tornillo protésico	Nobel Biocare® NobelActive®	Smart Angle
SIS-2003HG	Tornillo protésico	Nobel Biocare® NobelActive®	Smart Angle
SIS-2017	Tornillo protésico	Nobel Biocare® NobelActive®	Smart Angle
SIS-2017HG	Tornillo protésico	Nobel Biocare® NobelActive®	Smart Angle
SIS-0852	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Replace Select®	Unigrip
SIS-0853	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Replace Select®	Unigrip
SIS-2004	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Replace Select®	Smart Angle
SIS-2005	Tornillo protésico	Nobel Biocare® Replace Select®	Smart Angle
SIS-2814N	Tornillo protésico	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Hex. 1,25
SIS-2814R	Tornillo protésico	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Hex. 1,25
SIS-2815N	Tornillo protésico	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Smart Angle
SIS-2815NHG	Tornillo protésico	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Smart Angle
SIS-2815R	Tornillo protésico	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Smart Angle
SIS-2815RHG	Tornillo protésico	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Smart Angle
SIS-0151	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Unigrip
SIS-0152	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Hex. 1,20
SIS-0153	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Hex. 1,25
SIS-0154	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Cuadrado 1,30
SIS-0160	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Hex. 1,20
SIS-0161	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Hex. 1,25
SIS-1505	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Hex. 1,25
SIS-2001HG	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Smart Angle
SIS-2024	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Smart Angle
SIS-2027	Tornillo protésico	Phibo® Tsh®	Smart Angle
SIS-1104N	Tornillo protésico	Straumann® Bone Level®	Torx
SIS-1114RC	Tornillo protésico	Straumann® Bone Level®	Torx
SIS-1114RC	Tornillo protésico	Straumann® Bone Level®	Torx
SIS-2009	Tornillo protésico	Straumann® Bone Level®	Smart Angle
SIS-2009HG	Tornillo protésico	Straumann® Bone Level®	Smart Angle
SIS-0624	Tornillo protésico	Straumann® Tissue Level®	Torx
SIS-0625	Tornillo protésico	Straumann® Tissue Level®	Torx
SIS-2008	Tornillo protésico	Straumann® Tissue Level®	Smart Angle
SIS-2008HG	Tornillo protésico	Straumann® Tissue Level®	Smart Angle
SIS-2010	Tornillo protésico	Straumann® Tissue Level®	Smart Angle
SIS-1405	Tornillo protésico	Sweden & Martina Premium Kohno®	Hex. 1,27
SIS-1405N	Tornillo protésico	Sweden & Martina Premium Kohno®	Hex. 1,27
SIS-2016	Tornillo protésico	Sweden & Martina Premium Kohno®	Smart Angle
SIS-2021	Tornillo protésico	Sweden & Martina Premium Kohno®	Smart Angle
SIS-2021HG	Tornillo protésico	Sweden & Martina Premium Kohno®	Smart Angle
SIS-0351Z	Tornillo protésico	Zimmer® Screw-Vent®	Hex. 1,27
SIS-2007	Tornillo protésico	Zimmer® Screw-Vent®	Smart Angle
SIS-2007HG	Tornillo protésico	Zimmer® Screw-Vent®	Smart Angle
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Plana/Cruz
SIS-0123	Tapón cicatrización alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0104	Tapón cicatrización alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0139	Tapón cicatrización alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0124	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0105	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0140	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0125	Tapón cicatrización alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0106	Tapón cicatrización alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana

REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-0141	Tapón cicatrización alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0126	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0107	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0142	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0108	Tapón cicatrización alt. 6mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0176	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0177	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0178	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0179	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0180	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0181	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Plana/Cruz
SIS-0104	Tapón cicatrización alt. 2mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0105	Tapón cicatrización alt. 3mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0106	Tapón cicatrización alt. 4mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0107	Tapón cicatrización alt. 5mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0108	Tapón cicatrización alt. 6mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0176	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0177	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0178	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0179	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0180	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0181	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	BIOMET 3I® OSSEOTITE® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Plana/Cruz
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Plana/Cruz
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Plana/Cruz
SIS-0304X	Tapón cicatrización alt. 2mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0323	Tapón cicatrización alt. 2mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0304	Tapón cicatrización alt. 2mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0305X	Tapón cicatrización alt. 3mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0324	Tapón cicatrización alt. 3mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0305	Tapón cicatrización alt. 3mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0306X	Tapón cicatrización alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0325	Tapón cicatrización alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0306	Tapón cicatrización alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0307X	Tapón cicatrización alt. 5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0326	Tapón cicatrización alt. 5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0307	Tapón cicatrización alt. 5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0327	Tapón cicatrización alt. 6mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0370XH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0370XH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0371XH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0371XH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0371	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0372	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0376	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0373	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0377	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0374	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0378	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0375	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0379	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	MIS® SEVEN® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	Plana/Cruz
SIS-0323	Tapón cicatrización alt. 2mm	ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0304	Tapón cicatrización alt. 2mm	ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0324	Tapón cicatrización alt. 3mm	ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0305	Tapón cicatrización alt. 3mm	ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-0325	Tapón cicatrización alt. 4mm	ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27



REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Plana/Cruz
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Plana/Cruz
SIS-0604	Tapón cicatrización alt. 1,5mm	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Torx
SIS-0605	Tapón cicatrización alt. 3mm	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Torx
SIS-0606	Tapón cicatrización alt. 4,5mm	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Torx
SIS-0670RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Torx
SIS-0671RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	Torx
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Plana/Cruz
SIS-0717	Tapón cicatrización alt. 2mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0718	Tapón cicatrización alt. 3mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0719	Tapón cicatrización alt. 4mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0720	Tapón cicatrización alt. 5mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770RH4	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770RH4	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0771RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0771RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0771RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0771RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0771RH5	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0771RH5	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	BTI® INTERNA Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Plana/Cruz
SIS-0717N	Tapón cicatrización alt. 2mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0718N	Tapón cicatrización alt. 3mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0719N	Tapón cicatrización alt. 4mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0720N	Tapón cicatrización alt. 5mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Hexagonal 1,20
SIS-0770NH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Unigrip
SIS-0770NH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Unigrip
SIS-0771NH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Unigrip
SIS-0771NH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	BTI® CORE® Tetralobular Interno	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Plana/Cruz
SIS-0823	Tapón cicatrización alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0804	Tapón cicatrización alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0839	Tapón cicatrización alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0824	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0805	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0840	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0825	Tapón cicatrización alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0806	Tapón cicatrización alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0841	Tapón cicatrización alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0826	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0807	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0842	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip/Plana
SIS-0870NH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-0874	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-0870NH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-0875	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-0876	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-0877	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-0878	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Plana/Cruz
SIS-0956	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0901	Tapón cicatrización alt. 3mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0957	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0902	Tapón cicatrización alt. 5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0958	Tapón cicatrización alt. 7mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0955	Tapón cicatrización alt. 7mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0940	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip


REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-0942	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0941	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0943	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0944	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0946	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0945	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-0947	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Plana/Cruz
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Plana/Cruz
SIS-1128N	Tapón cicatrización alt. 2mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1128R	Tapón cicatrización alt. 2mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1129N	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1129R	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1130N	Tapón cicatrización alt. 5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1130R	Tapón cicatrización alt. 5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1170NH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1170RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1170NH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1170RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1171NH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1171RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1171NH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-1171RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	Torx
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	BTI® Hexágono Externo	Plana/Cruz
SIS-0104	Tapón cicatrización alt. 2mm	BTI® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0105	Tapón cicatrización alt. 3mm	BTI® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0106	Tapón cicatrización alt. 4mm	BTI® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0107	Tapón cicatrización alt. 5mm	BTI® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0108	Tapón cicatrización alt. 6mm	BTI® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20/Plana
SIS-0176	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	BTI® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0177	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	BTI® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0178	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	BTI® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0179	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	BTI® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0180	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	BTI® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0181	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	BTI® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Plana/Cruz
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Plana/Cruz
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Plana/Cruz
SIS-1449	Tapón cicatrización alt. 2mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1453	Tapón cicatrización alt. 2mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1457	Tapón cicatrización alt. 2mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1450	Tapón cicatrización alt. 3mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1454	Tapón cicatrización alt. 3mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1458	Tapón cicatrización alt. 3mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1451	Tapón cicatrización alt. 4mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1455	Tapón cicatrización alt. 4mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1459	Tapón cicatrización alt. 4mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1452	Tapón cicatrización alt. 5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1456	Tapón cicatrización alt. 5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1460	Tapón cicatrización alt. 5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470XH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470NH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470RH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470XH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470NH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470RH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470XH45	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470NH45	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1470RH45	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1471XH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1471NH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27

REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-1471RH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1471XH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1471NH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-1471RH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	Hexagonal 1,27
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Plana/Cruz
SIS-0104	Tapón cicatrización alt. 2mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20
SIS-0105	Tapón cicatrización alt. 3mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20
SIS-0106	Tapón cicatrización alt. 4mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20
SIS-0107	Tapón cicatrización alt. 5mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20
SIS-0108	Tapón cicatrización alt. 6mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Hexagonal 1,20
SIS-0176	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0177	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0178	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 4mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0179	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0180	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-0181	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 5mm	PHIBO® TSH® Hexágono Externo	Unigrip
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Plana/Cruz
SIS-1604NH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604RH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604WH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604NH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604WH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604NH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604WH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604NH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1604WH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1670NH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1670NH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1671NH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1671NH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	Hexagonal 1,27
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	Plana/Cruz
SIS-1804RH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1804RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1804RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	Hexagonal 1,27
SIS-1804RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	Hexagonal 1,27
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2204RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2204RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2204RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2204RH7	Tapón cicatrización alt. 7mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2304XH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304RH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304WH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304LH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304XH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304WH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304LH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304XH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304WH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304LH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304XH6	Tapón cicatrización alt. 6mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27


REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-2304RH6	Tapón cicatrización alt. 6mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304WH6	Tapón cicatrización alt. 6mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2304LH6	Tapón cicatrización alt. 6mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2370RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2370WH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2370RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2370WH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2371RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2371WH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2371RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2371WH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	NEODENT GM® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2404RH2	Tapón cicatrización alt. 2,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2404RH3	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2404RH4	Tapón cicatrización alt. 4,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2404RH5	Tapón cicatrización alt. 5,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2470RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2470RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2471RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-2471RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	NEODENT GM® Cónica Interna	Neo
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2504RH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2504RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2504RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2504RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2570RH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2570RH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2571RH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2571RH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2604NH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Hexagonal 0,90
SIS-2604RH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Hexagonal 0,90
SIS-2604NH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Hexagonal 0,90
SIS-2604RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Hexagonal 0,90
SIS-2604NH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Hexagonal 0,90
SIS-2604RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	Hexagonal 0,90
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	DENTSPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	Plana/Cruz
SIS-2704NH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	DENTSPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	Hexagonal 1
SIS-2704NH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	DENTSPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	Hexagonal 1
SIS-2704NH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	DENTSPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	Hexagonal 1
SIS-2704NH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	DENTSPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	Hexagonal 1
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2804NH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804NH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804NH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804NH7	Tapón cicatrización alt. 7mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2804RH7	Tapón cicatrización alt. 7mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,25
SIS-2870NH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870NH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871NH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871NH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	DIO® UFII® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-2904RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	DIO® UFII® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2904RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	DIO® UFII® Cónica Interna	Hexagonal 1,20

REFERENCIA	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PUNTA A USAR
SIS-2904RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	DIO® UFI® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2904RH7	Tapón cicatrización alt. 7mm	DIO® UFI® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	DIO® UFI® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	DIO® UFI® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	DIO® UFI® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	DIO® UFI® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-3004RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-3004RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-3004RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-3004RH7	Tapón cicatrización alt. 7mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,27
SIS-2870RH25	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2870RH35	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH35	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-2871RH45	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Plana/Cruz
SIS-3204NH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204RH2	Tapón cicatrización alt. 2mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204NH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204NH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204NH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204NH6	Tapón cicatrización alt. 6mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-3204RH6	Tapón cicatrización alt. 6mm	KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	Estrella
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	ANTHOGYR® AXIOM® BL	Plana/Cruz
SIS-3370RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	ANTHOGYR® AXIOM® BL	Hexagonal Axiom
SIS-3370RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	ANTHOGYR® AXIOM® BL	Hexagonal Axiom
SIS-3371RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	ANTHOGYR® AXIOM® BL	Hexagonal Axiom
SIS-3371RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	ANTHOGYR® AXIOM® BL	Hexagonal Axiom
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	BIOTECH DENTAL® KONTACT®	Plana/Cruz
SIS-3470RH2	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 2,5mm	BIOTECH DENTAL® KONTACT®	Hexagonal 1,20
SIS-3470RH3	Pilar Multi-Unit angulado 17° alt. 3,5mm	BIOTECH DENTAL® KONTACT®	Hexagonal 1,20
SIS-3471RH3	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 3,5mm	BIOTECH DENTAL® KONTACT®	Hexagonal 1,20
SIS-3471RH4	Pilar Multi-Unit angulado 30° alt. 4,5mm	BIOTECH DENTAL® KONTACT®	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	MEGAGEN ANYONE® Cónica Interna	Plana/Cruz
SIS-3604RH3	Tapón cicatrización alt. 3mm	MEGAGEN ANYONE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-3604RH4	Tapón cicatrización alt. 4mm	MEGAGEN ANYONE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-3604RH5	Tapón cicatrización alt. 5mm	MEGAGEN ANYONE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-3604RH7	Tapón cicatrización alt. 7mm	MEGAGEN ANYONE® Cónica Interna	Hexagonal 1,20
SIS-8888	Tornillo fijación análogo digital	KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto	Plana/Cruz
SIS-1010	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto	Hexagonal 1,70
SIS-1011	Tapón cicatrización alt. 4,5mm	KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto	Hexagonal 1,70

**PUNTA DESTONILLADOR SMART ANGLE**

	CORTA 20mm	MEDIANA 25mm	LARGA 35mm
	SIS-9142C	SIS-9142M	SIS-9142L

**PUNTAS PARA DESTORNILLADOR**

	CORTA 20mm	MEDIANA 25mm	LARGA 35mm	
	SIS-9131	SIS-9132	SIS-9123	Nobel Biocare® Astra®
Punta hexagonal 0,90		SIS-9147M		
Punta hexagonal 1,00	SIS-9103C	SIS-9103		
Punta hexagonal 1,20	SIS-9104C	SIS-9104		
Punta hexagonal 1,25	SIS-9105C	SIS-9105		
Punta hexagonal 1,27	SIS-9120C	SIS-9120		
Punta hexagonal 1,70			SIS-9126	
	SIS-9121C	SIS-9121	SIS-9127	Sistemas de tipo ranurado
	SIS-9106C	SIS-9106	SIS-9130	Straumann®
	SIS-9133C	SIS-9133M	SIS-9133L	Nobel Biocare®
	SIS-9137C	SIS-9137M	SIS-9137L	Nobel Biocare®
	SIS-9122C	SIS-9122	SIS-9128	Klockner®
	SIS-9138C	SIS-9138M	SIS-9138L	Eckermann®
	SIS-9112	SIS-9111	SIS-9129	Nobel Biocare®
	SIS-9143C	SIS-9143M	SIS-9143L	Neodent GM®
	SIS-9144C	SIS-9144M	SIS-9144L	Klockner® Vega®
		SIS-9145M		Anthogyr® Axiom® BL