




Smart Implant Solutions



**FULL
DIGITAL
WORKFLOW**

THINK DIGITAL 2026

GUÍA DE PRODUCTOS



Smart Implant Solutions





ESPECIALIZADOS EN LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADITAMENTOS DENTALES

Smart Implant Solutions nace fruto del amor a nuestra profesión. Ofrecemos soluciones innovadoras, preparadas para el futuro digital, que cubren las necesidades del mercado en materia de aditamentos para implantes.

Un gran equipo de profesionales trabaja a diario para encontrar soluciones a sus necesidades. Colaboramos con profesionales del sector dental (odontólogos, protésicos,...) que nos ayudan a diseñar los mejores aditamentos y estar a la última en las tendencias del mercado.

Nos dedicamos a innovar con seriedad, pero también con pasión.

Smart Implant Solutions ha ampliado sus instalaciones, reubicando la planta de fabricación en Etxebarria, Bizkaia y manteniendo sus oficinas centrales en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, la red de parques tecnológicos del País Vasco en los que únicamente están ubicadas empresas, centros tecnológicos, unidades de investigación de las universidades y centros de investigación de alto componente tecnológico.



SMART IMPLANT SOLUTIONS[∞]

Calidad	4
Ensayos / Etiquetado	5

PRODUCTOS SMART

Librerías Smart	8
Scanbody intra/extra-oral	10
Análogo tradicional y digital	12
Smart Ti-Bases	14
Smart Angle	16
Chimeneas anguladas	17
Ti-Bases Cerec®	18
Multi-Unit angulado	19
Multi-Unit SIS [LIBRERÍA DIGITAL: 1300]	20
Multi-Unit mini	22
SIScator / SIScator angulado 15º	24
BIOCARB	26
BIOGOLD	27
Tapones de cicatrización	28

GENERAL

Instrumentos para implantología	89
Aditamentos por encargo	93
Especificaciones técnicas de tornillos	94
Cómo realizar su pedido	97

CATÁLOGO GENERAL DE CONEXIONES

		[LIBRERÍA DIGITAL]
NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	30	0100
BIOMET 3i® OSSEOTITE® Hexágono Externo	32	0200/0100
MIS® SEVEN® Hexágono Interno	34	0160
ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	36	0300
BIOMET 3i® CERTAIN® Hexágono Interno "Click"	38	0400
ASTRA® TECH OSSEOSPEED® Cónica Interna	40	0500
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	42	0600
BTI® INTERNA Tetralobular Interno	44	0700
BTI® CORE® Tetralobular Interno	46	0700
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	48	0800
NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	50	0900
STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	52	1100
BTI® Hexágono Externo	54	0120/0100
SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	56	1400
PHIBO® TSH® Hexágono Externo	58	1500/0100
BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	60	1600
MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	62	1800
NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	64	2200
ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION Cónica Interna	66	2300
NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®) Cónica Interna	68	2400
MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	70	2500
DENTSPLY® XIVE® Cónica Interna	72	2600
DENTSPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	74	2700
OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET Cónica Interna	76	2800
DIO® UFII® Cónica Interna	78	2900
DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	80	3000
KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	82	3200
ANTHOGRY® AXIOM® BL	84	3300
BIOTECH DENTAL® KONTACT®	85	3400
MEGAGEN ANYONE® Cónica Interna	86	3600
KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto	88	1000

CALIDAD SMART



PARA SMART IMPLANT SOLUTIONS LA CALIDAD ES LO PRIMERO

Contamos con todos los certificados que garantizan la calidad de nuestros productos.

- **LICENCIA DE FABRICANTE DE PRODUCTOS SANITARIOS**, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
- **ISO 13485**, Garantía de Gestión de la Calidad en la Fabricación de Productos Sanitarios.
- **MARCADO CE** en los productos.

ENSAYOS



ENSAYOS MECÁNICOS SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 14801

Los productos de Smart Implant Solutions pasan por nuestro banco de pruebas donde les realizamos ensayos mecánicos según la norma UNE-EN ISO 14801.

En estos ensayos comprobamos:

- **TORSIÓN:** Para determinar el par torsor máximo que soporta el tornillo interno.
- **COMPRESIÓN:** Para determinar la fuerza máxima soportada por el conjunto.
- **FATIGA:** Para determinar la fuerza máxima a la que el conjunto tiene vida infinita (5 millones de ciclos).



“Tenemos tanta confianza en nuestros productos, que nuestro logotipo es el símbolo de infinito, el período de garantía que ofrecemos”.

GARANTÍA DE CALIDAD

En Smart Implant Solutions fabricamos nuestros productos con Titanio Grado 5 (Ti-6Al-4V) de alta resistencia que, aun estando dentro de la misma gama de titanios de grado médico, se encuentra en el rango más alto de resistencia mecánica y fiabilidad. Por eso, nuestros aditamentos están elaborados con el mejor Titanio del mercado para implantología dental.

Con más de 12 años fabricando componentes para la rehabilitación implantaria, el trato diario y cercano con nuestros clientes y conocer de primera mano sus necesidades, nos impulsa a crecer cada día y nos mantiene a la vanguardia en soluciones, innovación y desarrollo de productos que aportan confianza y resultados. Cuando otros siguen tus pasos, es que se están haciendo bien las cosas.

ETIQUETADO

ETIQUETADO DE PRODUCTOS NORMATIVA MDR 2017/745



1. Descripción de la conexión.
2. Descripción del producto.
3. Plataforma.
4. Versión.
5. Referencia de producto.
6. Datos completos del fabricante.
7. Símbolo de “Producto no estéril”.
8. Referencia de producto para tema regulatorio.
9. Número de lote.
10. Fecha de fabricación.
11. Código UDI de identificación de producto sanitario.
(01) O + GTIN
(11) Fecha de Fabricación.
(10) N° de lote.
12. Símbolo de “producto de un solo uso”.
13. Símbolo MD de indicación de producto sanitario.
14. Marcado CE con número de Organismo Notificado
(en el caso de productos de Clase II).
15. Símbolo de “consultar instrucciones de uso”.
16. Símbolo de “Sólo para uso profesional”.



PRODUCTO SMART
THINK DIGITAL

LIBRERÍAS SMART

¿CÓMO DESCARGAR LIBRERÍAS DE IMPLANTES?



LIBRERÍAS ▾

- Exocad
- 3shape
- Dentalwings
- Blender for dental
- Librerías antiguas

PASO 1

- Desde un ordenador, conectarse a: www.smartimplantsolutions.com
- En el menú principal, en el botón **LIBRERÍAS**, seleccione **Exocad**.

Área privada Exocad librerías Smart Ti-Bases

Para acceder al área de Exocad Librerías para Smart Ti-Bases, debes introducir los siguientes datos.

Nombre*

Empresa*

País*


Correo electrónico*

☒ Acepto la política de privacidad

Send

PASO 2

Para acceder al área de las Librerías Exocad, debe rellenar y enviar el formulario. Una vez rellenado y enviado, espere unos segundos y será dirigido automáticamente al área de las librerías Exocad.



PASO 3

- Pincha en el botón Smart Ti-bases.
- Pinche en el botón de la librería a descargar.
- Pulse el botón Download. Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.
- Visualización de progreso de descarga en el navegador Google Chrome.

Smart Ti-Bases > Astra® Tech Osseospeed®

Astra® Tech Osseospeed®

SIS-0500_AS_TI_BASE


Size: 125.03 MB
Date added: 16-04-2025

Download

PASO 4

DESCOMPRESIR ARCHIVO.ZIP

- Vaya a la carpeta Descargas de su PC.
- Descomprima el archivo descargado.



Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como WinZip o WinRar.

LIBRERÍAS ASOCIADAS AL SCANBODY Ti



SCANBODY Ti

Librerías para trabajar con Ti-Bases, bases de CrCo (sobrecolable) y con análogos digitales, desde escaneado intraoral o de sobremesa.

SCANBODY D (Implant Level)

Librerías para los scanbodies de titanio. Son para trabajar directo a implante sobre análogo digital, desde escaneado intraoral o de sobremesa.

exocad

Gratuitas para:

- Ti-Bases.
- Bases de Cr-Co (sobrecolable).
- Análogos digitales.
- Directo a implante.

3shape

Gratuitas para:

- Ti-Bases.
- Bases de Cr-Co (sobrecolable).
- Análogos digitales.

dental wings

Gratuitas para:

- Ti-Bases.
- Bases de Cr-Co (sobrecolable).
- Análogos digitales.

blenderfordental

Gratuitas para:

- Ti-Bases.
- Bases de Cr-Co (sobrecolable).
- Análogos digitales.

Si desea consultar otras opciones para 3shape y dentalwings, envíe un e-mail a la dirección de correo: info@smartimplantsolutions.com

GUIAS DE INSTALACIÓN

Para más información sobre la instalación de librerías tiene disponible en el apartado web de "LIBRERÍAS" las guías de instalación en PDF.



exocad
MODELCREATOR



exocad



3shape



dental wings



blenderfordental

SCANBODY INTRA/EXTRA-ORAL




UN ÚNICO SCANBODY PARA TODOS LOS USOS

La línea de Scanbodies desarrollada por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions simplifica enormemente la forma de trabajar. Sirve tanto para escaneados intraorales (clínica) como para su utilización en modelos de escayola o resina (laboratorio).



SIMPLIFICA LA MANERA DE TRABAJAR



ANÁLOGO DE DOBLE USO




TRADICIONAL Y DIGITAL

El análogo de doble uso desarrollado por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions reproduce la conexión del sistema de implantes con una precisión única.



- Doble uso, preparada para trabajar en modo tradicional y digital.
- Mecanizado de alta precisión.
- Longitud reducida. (Ahorro de material de impresión).
- Ajuste perfecto al modelo impreso.
- Reutilizable.
- Con patrón de impresión para ajustar la impresora de una forma exacta.

REPRODUCE LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE IMPLANTE CON UNA PRECISIÓN ÚNICA



Protocolo.PDF

CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA
Dispone de un protocolo para lograr un ajuste perfecto de los análogos al modelo impreso.




exocad 3shape dental wings blenderfor dental

Librerías disponibles para descargar en la pagina web: www.smartimplantsolutions.com

SMART Ti-BASES



AJUSTE PERFECTO, MEJORADO



Librerías disponibles para descargar en la página web:
www.smartimplantsolutions.com




SMART Ti-BASES CON ALTURA GINGIVAL (HG)



SMART Ti-BASES CON ALTURA GINGIVAL (HG) Y DE CEMENTACIÓN (HC) 7mm.



SMART Ti-BASES RECORTABLE (9mm.)



SMART ANGLE


30°

LA SOLUCIÓN ANGULADA MÁS SEGURA DEL MERCADO
PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3

CONEXIÓN MEJORADA
Evita el coronamiento de los tornillos.

ANODIZADO AZUL
Permite distinguir un tornillo estándar a un tornillo Smart Angle.

MATERIAL
Titanio grado 5
(Ti-6Al-4V)
de alta resistencia.




CORTA
(20mm)
SIS-9142C

MEDIANA
(25mm)
SIS-9142M

LARGA
(35mm)
SIS-9142L

Smart Implant Solutions






Competencia



exocad
3shape
dental wings
blenderfordental

Las Smart Ti-Bases, Bases de Cr-Co y las librerías de implantes están preparadas para utilizar la solución angulada Smart Angle.

CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co



MATERIAL
Resina
fotopolimerizable
calcinable.

Compatibles con todos los sobrecolables Cr-Co de Smart Implant Solutions.

Ti-BASES CEREC®

compatibilidad con



compatibilidad con
CEREC®

		Ti-Base Antirrotatoria	Tornillo
ASTRA® TECH OSSEOSPEED® Cónica Interna	Aqua 3.5/4.0	SIS-0512RAC	SIS-0540C
	Lilac 4.5/5.0	SIS-0512WAC	SIS-0541C
NOBEL BIO CARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	RP 3.75/4.0	SIS-0112RAC	SIS-0160C
NOBEL BIO CARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	NP 3.5/3.75	SIS-0912NAC	SIS-0915C
	RP 4.3/5.0	SIS-0912RAC	SIS-0914C
STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	NC 3.3	SIS-1112NAC	SIS-1104NC
	RC 4.1/4.8	SIS-1112WAC	SIS-1104C
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	RN 4.8	SIS-0612RAC	SIS-0625C
ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	NP 3.5	SIS-0312NAC	SIS-0351C
	RP 4.5	SIS-0312RAC	SIS-0351C


Son compatibles con el
Scanbody original de CEREC®.

Se venden con el tornillo incluido.



RECUBRIMIENTO: BIOGOLD
MATERIAL: Titanio Grado 5 (Ti-6Al-4V)
de alta resistencia.

MULTI-UNIT ANGULADO



MATERIAL
Titanio Grado 5 (Ti-6Al-4V)
de alta resistencia.

***AJUSTE ÓPTIMO**

(*) AJUSTE ÓPTIMO: El ajuste es óptimo con las llaves Multi-Unit de Smart Implant Solutions (contra-ángulo, carraca, manual...). La rosca de M1,4 está especialmente reforzada asegurando una unión atornillada firme más resistente al torque aplicado.



Todos los pilares
angulados se entregan
montados con su
correspondiente tornillo
y transportador.

MULTI-UNIT SIS



EL PILAR TRANSEPITELIAL CREADO POR SMART IMPLANT SOLUTIONS PARA EVITAR LA PERIIMPLANTITIS

ESTAS SON CUATRO DE SUS MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS:

- 1. PROTEGE AL IMPLANTE DE LAS BACTERIAS.**
Cambio de plataforma (platform switching).
El Multi-Unit SIS, es más estrecho que el implante en la zona de conexión para favorecer el apoyo de las fibras de colágeno en el escalón que forma. De esta manera, protege al implante del paso de bacterias con la consiguiente pérdida ósea.
- 2. EVITA LOS GRISES DE LA ENCÍA.**
La superficie del pilar (que conecta con el implante dental) está anodizada, lo que dificulta la colonización bacteriana además de mejorar el aspecto del tejido blando. De esta forma, evitamos los grises en la encía que tanto empeoran la estética dental.
- 3. MEJORA LA DENSIDAD DEL TEJIDO CONECTIVO.**
El hecho de tener microretenciones en la base del pilar, favorece a que las fibras de colágeno se anclen a este y a mejorar la densidad del tejido conectivo.

- 4. FAVORECE A QUE SE FORMEN FIBRAS DE COLÁGENO ALREDEDOR DEL IMPLANTE.**
Este pilar protésico es convergente desde el implante hasta el apoyo de la prótesis dental. De esta manera, favorece a que se formen fibras de colágeno circulares alrededor del implante dental a diferencia de cuando el pilar es recto (en este caso, las fibras de colágeno se disponen de forma paralela al implante).
La existencia de fibras de colágeno circulares alrededor del implante, protegen al implante dental haciendo mucho más complicada la colonización por bacterias y por lo tanto la periimplantitis.



	RP		RP
	SIS-1301		SIS-1390R
	SIS-1316		SIS-1390RA
	SIS-1310		
	SIS-1302		SIS-1304
	SIS-8888		SIS-1308RA
			SIS-1305
			SIS-1330RA
	SIS-1303		SIS-9135
	SIS-1308		SIS-9136
	SIS-1313		SIS-8109
	SIS-1306		
	SIS-1311		
	SIS-1307		
	SIS-1307H		SIS-2012
	SIS-1307A		
	SIS-1307B		SIS-8207A
			SIS-8207B
	SIS-1309		
	SIS-1312		

MULTI-UNIT mini



NUEVO PILAR TRANSEPITELIAL DISEÑADO PARA LA LUCHA CONTRA LA PERIIMPLANTITIS GRACIAS A LA MEJORA DEL ESPACIO BIOLÓGICO SUPRACRESTAL

Smart Implant Solutions, junto el Dr. Antonio Romero y la Dra. Macarena Romero, realizaron un estudio basado en múltiples autores como Linkevicius, Michelli, Blanco, Galindo, etc. Concluyeron que las características del pilar transepitelial son cruciales para la estabilidad del hueso periimplantario y el éxito del tratamiento con implantes. Como resultado, se ha desarrollado el nuevo pilar MULTI-UNIT mini, que ayuda a lograr estos objetivos en el tratamiento con implantes.



exocad 3shape

Librerías disponibles para descargar en la pagina web: www.smartimplantsolutions.com

Sistema MULTI-UNIT mini

	Coping impresión antirrotatorio	ARO-1301NA		Scanbody antirrotatorio	ARO-1390NA
	Análogo	ARO-1302N		Ti-Base antirrotatoria	ARO-1312NA
	Tapón cicatrización	ARO-1303N		Ti-Base rotatoria	ARO-1312NR
	Pilar provisional antirrotatorio	ARO-1350NA		Tornillo Smart Angle	ARO-2012N
	Pilar provisional rotatorio	ARO-1350NR		Llave transportadora Multi-Unit	ARO-9136N
	Tornillo M1,8 (unigrip)	ARO-1307N			

SIScator

RECUBRIMIENTO
BIOGOLD

H1

H2

H3

H4

H5

H6

15°

MATERIAL: Titanio Grado 5
(Ti-6Al-4V) de alta resistencia.

PILAR SIScator Y SiScator ANGULADO 15° CREADO POR SMART IMPLANT SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS PILAR SIScator ANGULADO 15°

- **Alturas disponibles:** 1,5 mm y 3 mm.
 - **Zona gingival optimizada:** diseño anatómico que evita grosores excesivos y aristas, favoreciendo la adaptación natural del tejido blando.
 - **Altura mesial/distal exacta:** control dimensional milimétrico que garantiza uniformidad y precisión una vez colocado.
 - **Transportador:** evita marcas o desgastes del pilar durante la colocación.
 - **Función paralelizadora:** el transportador permite verificar la correcta verticalidad del pilar durante la colocación intraoral.
 - **Conexión micromilimétrica:** ajuste perfecto entre implante y pilar, asegurando estabilidad y sellado óptimo.
 - **Compatibilidad:** funciona con hembras SIScator estándar (rectas y divergentes).
 - **Tornillos compatibles:** apta para conexiones originales (mismo destornillador y asentamiento).
 - **Diseño ergonómico y funcional:** pensado para optimizar tiempos, mejorar la precisión y ofrecer una experiencia de uso superior.
- **Pilar, tornillo y transportador** suministrados conjuntamente, garantizando mayor seguridad y comodidad en clínica.



Se recomienda su uso con toda nuestra gama de productos compatibles para SIScator.

SIScator



Pack de procesamiento
Botón de retención estándar transparente, light rosa, extralight azul, angulado 20° ret. extralight rojo. Botón procesado negro, arandela espaciadora, cápsula metálica.

SIS-8101S



Botón ret. estándar transparente (4 uds.)

SIS-8106S

Botón ret. light rosa (4 uds.)

SIS-8107S

Botón ret. extralight azul (4 uds.)

SIS-8108S

Botón angulado 20° ret. estándar verde (4 uds.)

SIS-8102S

Botón angulado 20° ret. light naranja (4 uds.)

SIS-8114S

Botón angulado 20° ret. extralight rojo (4 uds.)

SIS-8103S

Botón procesado negro (4 uds.)

SIS-8113S

Arandela espaciadora (4 uds.) (1)

SIS-8115S


Cápsula metálica (4 uds.) (2)

SIS-8112S



Llave SIScator Core Tool

SIS-9146



Análogo pilar SIScator (3)

SIS-8104

Transportador pilar SIScator (4)

SIS-8105

Copping de impresión pilar SIScator (5) + botón negro

SIS-8111



Llave carraca SIScator (6)

SIS-9113

Llave contraángulo SIScator (7)

SIS-9134



Calcinable roscado para SIScator barra (8)

SIS-8116

Pilar SIScator barra (9)

SIS-8117



SIScator para Multi-Unit
Permite corregir discrepancias en las angulaciones entre implantes de hasta 70°.
Es compatible con todos los Multi-Unit de Smart Implant Solutions rectos y angulados.

SIS-8109



SIScator de Cr-Co
Anclaje resiliente para sobredentaduras sobre implantes ferulizados con barras.
El SIScator de Cr-Co permite tanto su uso para soldar sobre barras coladas o fresadas como su sobrecolado.

SIS-8110

BIOCARB^B



RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE BIOCOMPATIBLE




Tratamiento con carburo de tungsteno que le confiere las mismas propiedades que el oro en cuanto a pretensión y resistencia a la fatiga.

UNA CORONA PARA TODA LA VIDA.

Cuando la corona comienza a moverse y a soltarse del implante de forma lenta pero continua, debe llevarse a cabo una nueva operación que implica ciertos riesgos. Con BIOCARB puede estar tranquilo, el torque sobre el tornillo se reduce y al mismo tiempo los tornillos del implante recubiertos tienen un 30% mejor par de apriete.

- Recubrimiento multicapa de carbono amorfo.
- Elevada tenacidad y dureza (2000-5000HV).
- Acabado color gris.
- Totalmente hemo y biocompatible al basarse en el carbono.
- Esterilizable.
- Alta resistencia al desgaste.
- Mejor ajuste del tornillo.
- Reducción del torque aplicado sobre el tornillo.
- Los tornillos del implante pueden quitarse sin riesgo de roturas o agarrotamiento.



Ensayos.pdf

BIOGOLD^B



RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE BIOCOMPATIBLE



Ofrece una serie de ventajas como su alta resistencia a la corrosión durante la esterilización y un estético color amarillo dorado, evitando zonas grises en biotopos gingivales finos.

MÁXIMA HIGIENE Y SEGURIDAD.

Las Smart Ti-Bases, los pilares Multi-Unit, pilares SiScator, pilares rectos y angulados son tratados con el recubrimiento BIOGOLD, mejorando su rendimiento. Este tratamiento ofrece mayor resistencia a la fatiga, evita la liberación de iones (ion leaching) y reduce la actividad bacteriana evitando que se adhieran restos orgánicos.

DISPONE DE LOS SIGUIENTES TEST Y CERTIFICACIONES:

- CITOTOXICIDAD
- SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA
- IRRITACIÓN



Citotoxicidad.pdf



Sensibilización.pdf



Irritación.pdf

TAPONES DE CICATRIZACIÓN



DISPONIBLES EN VARIAS ALTURAS
PARA CADA SISTEMA DE IMPLANTES



CATÁLOGO GENERAL CONEXIONES

THINK DIGITAL



		NP 3.3	RP 3.75/4.0	WP 5.0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0120	SIS-0101	SIS-0136
	Coping impresión (cubeta cerrada)		SIS-0101C	
	Análogo	SIS-0121	SIS-0102	SIS-0137
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0123	SIS-0104	SIS-0139
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0124	SIS-0105	SIS-0140
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0125	SIS-0106	SIS-0141
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0126	SIS-0107	SIS-0142
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0108	
	Hexagonal 1,20/Plana			
	Pilar recto rotatorio	SIS-0188N	SIS-0188R	
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0128	SIS-0109	
	Pilar angulado 15°		SIS-0182	
	Pilar angulado 25°		SIS-0183	
	Pilar provisional rotatorio		SIS-0162	
	Pilar provisional antirrotatorio		SIS-0164	
	Pilar provisional rotatorio (PEEK)		SIS-0190	
	Pilar provisional antirrotatorio (PEEK)		SIS-0191	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0108NR	SIS-0108RR	SIS-0108WR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0108NA	SIS-0108RA	SIS-0108WA
	Ti-Base HG 2mm rotatoria	SIS-0108NRG2	SIS-0108RRG2	
	Ti-Base HG 2mm antirrotatoria	SIS-0108NAG2	SIS-0108RAG2	
	Ti-Base HG 3mm rotatoria	SIS-0108NRG3	SIS-0108RRG3	
	Ti-Base HG 3mm antirrotatoria	SIS-0108NAG3	SIS-0108RAG3	
	Ti-Base HC 7mm rotatoria	SIS-0108NRC7	SIS-0108RRC7	
	Ti-Base HC 7mm antirrotatoria	SIS-0108NAC7	SIS-0108RAC7	
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria	SIS-0108NRG2C7	SIS-0108RRG2C7	
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-0108NAG2C7	SIS-0108RAG2C7	
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria	SIS-0108NRG3C7	SIS-0108RRG3C7	
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-0108NAG3C7	SIS-0108RAG3C7	
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-0108NRC9	SIS-0108RRC9	SIS-0108WRC9
	Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-0108NAC9	SIS-0108RAC9	SIS-0108WAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-0190N	SIS-0190R	SIS-0190W
	Calcinable rotatorio	SIS-0129	SIS-0110	SIS-0145
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0130	SIS-0111	SIS-0146
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0133	SIS-0114	SIS-0149
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0134	SIS-0115	SIS-0150



		NP 3.3	RP 3.75/4.0	WP 5.0
	Pilar SiScator alt. 0,73mm	SIS-0117N	SIS-0117	
	Pilar SiScator alt. 1mm			SIS-0117W
	Pilar SiScator alt. 2mm	SIS-0118N	SIS-0118	SIS-0118W
	Pilar SiScator alt. 3mm	SIS-0119N	SIS-0119	SIS-0119W
	Pilar SiScator alt. 4mm	SIS-0158N	SIS-0158	SIS-0158W
	Pilar SiScator alt. 5mm	SIS-0159N	SIS-0159	SIS-0159W
	Pilar SiScator alt. 6mm		SIS-0163	
	Pilar SiScator angulado 15° alt. 1,5mm.	SIS-0117H1N	SIS-0117H1R	
	Pilar SiScator angulado 15° alt. 3mm.	SIS-0117H3N	SIS-0117H3R	
	Tornillo M1,6 (unigrip)	SIS-0915		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153	
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160	
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161	
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151	
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154	
	Tornillo M2,5 (hex. 1,20)			SIS-0156
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,6 (unigrip)	SIS-0915B		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152B	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153B	
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160B	
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161B	
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151B	
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154B	
	Tornillo M2,5 (hex. 1,20)			SIS-0156B
	MULTI-UNIT SIS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0160NH0C	SIS-0160RH0C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-0165C	SIS-0168C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-0166C	SIS-0169C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-0167C	SIS-0170C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm		SIS-0171C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm		SIS-0172C	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181	
	Unigrip			
	IMPLANTES ZIGOMÁTICOS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0168Z	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm		SIS-0169Z	
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2002	SIS-2001	
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2002HG	SIS-2001HG	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	



Coping impresión (cubeta abierta)
Coping impresión (cubeta cerrada)
Hexagonal 1,20

NP 3.4

RP 4.1

WP 5.0

SIS-0201N

SIS-0101

SIS-0201W

SIS-0101C



Análogo
Tornillo fijación análogo digital
Plana/Cruz

SIS-0201

SIS-0102

SIS-0216

SIS-8888

SIS-8888

SIS-8888



Tapón cicatrización alt. 2mm
Tapón cicatrización alt. 3mm
Tapón cicatrización alt. 4mm
Tapón cicatrización alt. 5mm
Tapón cicatrización alt. 6mm
Hexagonal 1,20/Plana

SIS-0104

SIS-0105

SIS-0106

SIS-0107

SIS-0108



Pilar recto rotatorio
Pilar recto antirrotatorio
Pilar angulado 15°
Pilar angulado 25°
Pilar provisional rotatorio
Pilar provisional antirrotatorio

SIS-0205NA

SIS-0188R

SIS-0109

SIS-0182

SIS-0183

SIS-0162

SIS-0164

SIS-0205WA

SMART
Ti-BASE

Ti-Base rotatoria
Ti-Base antirrotatoria

SIS-0208NR

SIS-0108RR

SIS-0208WR

SIS-0208NA

SIS-0108RA

SIS-0208WA



Ti-Base HG 2mm rotatoria
Ti-Base HG 2mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3mm rotatoria
Ti-Base HG 3mm antirrotatoria

SIS-0108RRG2

SIS-0108RAG2

SIS-0108RRG3

SIS-0108RAG3



Ti-Base HC 7mm rotatoria
Ti-Base HC 7mm antirrotatoria

SIS-0108RRC7

SIS-0108RAC7



Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria

SIS-0108RRG2C7

SIS-0108RAG2C7

SIS-0108RRG3C7

SIS-0108RAG3C7



Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)
Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)

SIS-0208NRC9

SIS-0108RRC9

SIS-0208WRC9

SIS-0208NAC9

SIS-0108RAC9

SIS-0208WAC9



Scanbody (Ti)

SIS-0290N

SIS-0190R

SIS-0290W



Calcinable rotatorio
Calcinable antirrotatorio
Sobrecolable Cr-Co rotatorio
Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio

SIS-0209

SIS-0110

SIS-0224

SIS-0210

SIS-0111

SIS-0225

SIS-0230NR

SIS-0114

SIS-0230WR

SIS-0230NA

SIS-0115

SIS-0230WA



Pilar SIScator alt. 0,73mm
Pilar SIScator alt. 2mm
Pilar SIScator alt. 3mm
Pilar SIScator alt. 4mm
Pilar SIScator alt. 5mm
Pilar SIScator alt. 6mm

NP 3.4

RP 4.1

WP 5.0

SIS-0117

SIS-0117

SIS-0118

SIS-0118

SIS-0119

SIS-0119

SIS-0158

SIS-0158

SIS-0159

SIS-0159

SIS-0163

SIS-0163



Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm.
Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.

SIS-0117H1R

SIS-0117H3R



Tornillo M2 (hex. 1,20)
Tornillo M2 (hex. 1,25)
Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa
Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa
Tornillo M2 (unigrip)
Tornillo M2 (cuadrado 1,30)

SIS-0152

SIS-0152

SIS-0152

SIS-0153

SIS-0153

SIS-0153

SIS-0160

SIS-0160

SIS-0160

SIS-0161

SIS-0161

SIS-0161

SIS-0151

SIS-0151

SIS-0151

SIS-0154

SIS-0154

SIS-0154



TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB



Tornillo M2 (hex. 1,20)
Tornillo M2 (hex. 1,25)
Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa
Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa
Tornillo M2 (unigrip)
Tornillo M2 (cuadrado 1,30)

SIS-0152B

SIS-0152B

SIS-0152B

SIS-0153B

SIS-0153B

SIS-0153B

SIS-0160B

SIS-0160B

SIS-0160B

SIS-0161B

SIS-0161B

SIS-0161B

SIS-0151B

SIS-0151B

SIS-0151B

SIS-0154B

SIS-0154B

SIS-0154B



MULTI-UNIT SIS



Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm

SIS-0160RH0C

SIS-0168C

SIS-0169C

SIS-0170C

SIS-0171C

SIS-0172C



Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm
Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm
Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm

SIS-0176

SIS-0177

SIS-0178

SIS-0179

SIS-0180

SIS-0181

Unigrip



SMART ANGLE

Tornillo Smart Angle
Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm

SIS-2028

SIS-2028

SIS-2028

SIS-2001HG



CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co

Chimenea ang. 17°

Chimenea ang. 30°

SIS-8207A

SIS-8207A

SIS-8207A

SIS-8207B

SIS-8207B

SIS-8207B



MIS® SEVEN®

		NP 3.30	SP 3.75/4.20	WP 5.0/6.0
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-0317X	SIS-0353	SIS-0317
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0318X	SIS-0354	SIS-0318
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0319X	SIS-0355	SIS-0319
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0352X	SIS-0356	SIS-0352
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0358X	SIS-0357	SIS-0358
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0360X	SIS-0359	SIS-0360
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm.		SIS-0317H1N	SIS-0317H1R
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.		SIS-0317H3N	SIS-0317H3R
	Tornillo M1,6 (hex. 1,27)	SIS-0351MX		
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,25)		SIS-0351M	SIS-0351M
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,6 (hex. 1,27)	SIS-0351MXB		
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,25)		SIS-0351MB	SIS-0351MB
	SIS MULTI-UNIT SIS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 0,9mm.	SIS-0360XH0C	SIS-0360NH0C	SIS-0360RH0C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-0366XC	SIS-0361C	SIS-0366C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-0367XC	SIS-0362C	SIS-0367C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-0368XC	SIS-0363C	SIS-0368C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-0369XC	SIS-0364C	SIS-0369C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-0360XH5C	SIS-0365C	SIS-0370C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-0360XH6C	SIS-0360NH6C	SIS-0360RH6C
	mini MULTI-UNIT mini			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	ARO-0380XH1	ARO-0380NH1	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	ARO-0380XH2	ARO-0380NH2	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	ARO-0380XH3	ARO-0380NH3	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	ARO-0380XH4	ARO-0380NH4	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	ARO-0380XH5	ARO-0380NH5	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-0370XH25		
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-0370XH35		
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-0371XH35		
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm	SIS-0371XH45		
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0371	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0372	SIS-0376
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0373	SIS-0377
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0374	SIS-0378
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0375	SIS-0379
		 Hexagonal 1,27		
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2025	SIS-2007M	SIS-2007M
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2025HG	SIS-2007MHG	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B

		NP 3.5	RP 4.5	WP 5.7
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,27	SIS-0320	SIS-0301	SIS-0336
	Análogo	SIS-0321	SIS-0302	SIS-0337
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0323	SIS-0304	
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0324	SIS-0305	
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0325	SIS-0306	
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0326	SIS-0307	
	Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-0327		
	Hexagonal 1,27			
	Pilar recto antirrotatorio alt. 0mm	SIS-0328H0Z	SIS-0309H0Z	SIS-0305WAZ
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm	SIS-0328H1Z	SIS-0309H1Z	
	Pilar recto antirrotatorio alt. 2mm	SIS-0328H2Z	SIS-0309H2Z	
	Pilar recto antirrotatorio alt. 3mm	SIS-0328H3Z	SIS-0309H3Z	
	Pilar angulado 15°	SIS-0382Z		
	Pilar angulado 25°	SIS-0383Z		
	Pilar provisional rotatorio	SIS-0380Z	SIS-0350RRZ	
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-0381Z	SIS-0350RAZ	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0308NRZ	SIS-0308RRZ	SIS-0308WRZ
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0308NAZ	SIS-0308RAZ	SIS-0308WAZ
	Ti-Base HG 2mm rotatoria	SIS-0308NRG2Z	SIS-0308RRG2Z	
	Ti-Base HG 2mm antirrotatoria	SIS-0308NAG2Z	SIS-0308RAG2Z	
	Ti-Base HG 3mm rotatoria	SIS-0308NRG3Z	SIS-0308RRG3Z	
	Ti-Base HG 3mm antirrotatoria	SIS-0308NAG3Z	SIS-0308RAG3Z	
	Ti-Base HG 4mm rotatoria	SIS-0308NRG4Z	SIS-0308RRG4Z	
	Ti-Base HG 4mm antirrotatoria	SIS-0308NAG4Z	SIS-0308RAG4Z	
	Ti-Base HC 7mm rotatoria	SIS-0308NRC7Z	SIS-0308RRC7Z	
	Ti-Base HC 7mm antirrotatoria	SIS-0308NAC7Z	SIS-0308RAC7Z	
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria	SIS-0308NRG2C7Z	SIS-0308RRG2C7Z	
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-0308NAG2C7Z	SIS-0308RAG2C7Z	
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria	SIS-0308NRG3C7Z	SIS-0308RRG3C7Z	
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-0308NAG3C7Z	SIS-0308RAG3C7Z	
	Ti-Base HG 4mm HC 7mm rotatoria	SIS-0308NRG4C7Z	SIS-0308RRG4C7Z	
	Ti-Base HG 4mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-0308NAG4C7Z	SIS-0308RAG4C7Z	
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-0308NRC9Z	SIS-0308RRC9Z	SIS-0308WRC9Z
	Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-0308NAC9Z	SIS-0308RAC9Z	SIS-0308WAC9Z
	Scanbody (Ti)	SIS-0390NZ	SIS-0390RZ	SIS-0390WZ
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0333Z	SIS-0314Z	
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0334Z	SIS-0315Z	

		NP 3.5	RP 4.5	WP 5.7
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-0353	SIS-0317	SIS-0317W
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0354	SIS-0318	SIS-0318 W
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0355	SIS-0319	SIS-0319 W
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0356	SIS-0352	SIS-0352 W
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0357	SIS-0358	SIS-0358 W
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0359	SIS-0360	
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm.	SIS-0317H1NZ	SIS-0317H1RZ	
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.	SIS-0317H3NZ	SIS-0317H3RZ	
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-0351Z	SIS-0351Z	SIS-0351Z
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-0351ZB	SIS-0351ZB	SIS-0351ZB
	MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 0,9mm	SIS-0360NH0ZC	SIS-0360RH0ZC	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-0361ZC	SIS-0366C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-0362ZC	SIS-0367C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-0363ZC	SIS-0368C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-0364ZC	SIS-0369C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-0365ZC	SIS-0370C	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-0360NH6ZC	SIS-0360RH6ZC	
	MULTI-UNIT mini Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	ARO-0380NH1Z		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	ARO-0380NH2Z		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	ARO-0380NH3Z		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	ARO-0380NH4Z		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	ARO-0380NH5Z		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	ARO-0380NH6Z		
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm	SIS-0371		
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm	SIS-0372	SIS-0376	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm	SIS-0373	SIS-0377	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm	SIS-0374	SIS-0378	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm	SIS-0375	SIS-0379	
	Hexagonal 1,27			
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle	SIS-2007	SIS-2007	SIS-2007
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2007HG	SIS-2007HG	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B

	NP 3.4	RP 4.1	WP 5.0
	SIS-0420	SIS-0401	SIS-0467
	SIS-0421 SIS-8888	SIS-0402 SIS-8888	SIS-0437 SIS-8888
	SIS-0423 SIS-0424 SIS-0425 SIS-0426	SIS-0404 SIS-0405 SIS-0406 SIS-0407	SIS-0439 SIS-0440 SIS-0441 SIS-0442
	SIS-0428 SIS-0482N SIS-0483N SIS-0450XR SIS-0450XA	SIS-0409 SIS-0483R SIS-0450RR SIS-0450RA	SIS-0405WA
			
	SIS-0408NR SIS-0408NA	SIS-0408RR SIS-0408RA	SIS-0408WR SIS-0408WA
	SIS-0408NRG2 SIS-0408NAG2 SIS-0408NRG3 SIS-0408NAG3 SIS-0408NRG4 SIS-0408NAG4	SIS-0408RRG2 SIS-0408RAG2 SIS-0408RRG3 SIS-0408RAG3 SIS-0408RRG4 SIS-0408RAG4	
	SIS-0408NRC7 SIS-0408NAC7	SIS-0408RRC7 SIS-0408RAC7	
	SIS-0408NRG2C7 SIS-0408NAG2C7 SIS-0408NRG3C7 SIS-0408NAG3C7 SIS-0408NRG4C7 SIS-0408NAG4C7	SIS-0408RRG2C7 SIS-0408RAG2C7 SIS-0408RRG3C7 SIS-0408RAG3C7 SIS-0408RRG4C7 SIS-0408RAG4C7	
	SIS-0408NRC9 SIS-0408NAC9	SIS-0408RRC9 SIS-0408RAC9	SIS-0408WRC9 SIS-0408WAC9
	SIS-0490N	SIS-0490R	SIS-0490W
	SIS-0429 SIS-0430 SIS-0433 SIS-0434	SIS-0410 SIS-0411 SIS-0414 SIS-0415	SIS-0445 SIS-0446 SIS-0449 SIS-0450

	NP 3.4	RP 4.1	WP 5.0
	SIS-0417N SIS-0418N SIS-0419N SIS-0453N SIS-0454N SIS-0456N	SIS-0417 SIS-0418 SIS-0419 SIS-0453 SIS-0454 SIS-0456	SIS-0417 SIS-0418 SIS-0419 SIS-0453 SIS-0454 SIS-0456
	SIS-0417H1N SIS-0417H3N	SIS-0417H1R SIS-0417H3R	
	SIS-0452 SIS-0452	SIS-0455 SIS-0452	SIS-0455 SIS-0452
			
	SIS-0452B SIS-0452B	SIS-0455B SIS-0452B	SIS-0455B SIS-0452B
			
	SIS-0460NH0C SIS-0457NC SIS-0458NC SIS-0459NC SIS-0460NC SIS-0460NH5C SIS-0460NH6C	SIS-0460RH0C SIS-0457C SIS-0458C SIS-0459C SIS-0460C SIS-0460RH5C SIS-0460RH6C	SIS-0460WH0C SIS-0457WC SIS-0458WC SIS-0459WC SIS-0460WC
			
	ARO-0480NH1 ARO-0480NH2 ARO-0480NH3 ARO-0480NH4 ARO-0480NH5 ARO-0480NH6	 	
	SIS-0462N SIS-0464N SIS-0465N SIS-0466N	SIS-0462 SIS-0464 SIS-0465 SIS-0466	SIS-0462W SIS-0464W SIS-0465W SIS-0466W
			
	SIS-2006 SIS-2006HG	SIS-2006 SIS-2006HG	SIS-2006
			
	SIS-8207A SIS-8207B	SIS-8207A SIS-8207B	SIS-8207A SIS-8207B



Coping impresión (cubeta abierta)
Hexagonal 1,27

Yellow 3.0

SIS-0501X

Aqua 3.5/4.0

SIS-0501

Lilac 4.5/5.0

SIS-0519



Análogo
Tornillo fijación análogo digital
Plana/Cruz

SIS-0502X

SIS-0502

SIS-0520

SIS-8888

SIS-8888

SIS-8888



Tapón cicatrización alt. 2mm
Tapón cicatrización alt. 4mm
Tapón cicatrización alt. 6mm
Tapón cicatrización alt. 8mm
Hexagonal 1,27

SIS-0504XH2

SIS-0504

SIS-0522

SIS-0504XH4

SIS-0505

SIS-0523

SIS-0504XH6

SIS-0506

SIS-0524

SIS-0507

SIS-0525



Pilar recto rotatorio
Pilar recto antirrotatorio
Pilar angulado 15°
Pilar angulado 25°
Pilar provisional rotatorio
Pilar provisional antirrotatorio

SIS-0505XA

SIS-0571N

SIS-0571R

SIS-0505XA

SIS-0508

SIS-0526

SIS-0582N

SIS-0582R

SIS-0583N

SIS-0583R

SIS-0572N

SIS-0572R

SIS-0573N

SIS-0573R

SMART
Ti-BASE

Ti-Base rotatoria
Ti-Base antirrotatoria

SIS-0508XR

SIS-0508NR

SIS-0508RR

SIS-0508XA

SIS-0508NA

SIS-0508RA



Ti-Base HG 2,5mm rotatoria
Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3,5mm rotatoria
Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4,5mm rotatoria
Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria

SIS-0508XRG2

SIS-0508NRG2

SIS-0508RRG2

SIS-0508XAG2

SIS-0508NAG2

SIS-0508RAG2

SIS-0508XRG3

SIS-0508NRG3

SIS-0508RRG3

SIS-0508XAG3

SIS-0508NAG3

SIS-0508RAG3

SIS-0508XRG4

SIS-0508NRG4

SIS-0508RRG4

SIS-0508XAG4

SIS-0508NAG4

SIS-0508RAG4



Ti-Base HC 7mm rotatoria
Ti-Base HC 7mm antirrotatoria

SIS-0508XRC7

SIS-0508NRC7

SIS-0508RRC7

SIS-0508XAC7

SIS-0508NAC7

SIS-0508RAC7



Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria

SIS-0508XRG2C7

SIS-0508NRG2C7

SIS-0508RRG2C7

SIS-0508XAG2C7

SIS-0508NAG2C7

SIS-0508RAG2C7

SIS-0508XRG3C7

SIS-0508NRG3C7

SIS-0508RRG3C7

SIS-0508XAG3C7

SIS-0508NAG3C7

SIS-0508RAG3C7

SIS-0508XRG4C7

SIS-0508NRG4C7

SIS-0508RRG4C7

SIS-0508XAG4C7

SIS-0508NAG4C7

SIS-0508RAG4C7



Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)
Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)

SIS-0508XRC9

SIS-0508NRC9

SIS-0508RRC9

SIS-0508XAC9

SIS-0508NAC9

SIS-0508RAC9



Scanbody (Ti)

SIS-0590X

SIS-0590R

SIS-0590W



Calcinable rotatorio
Calcinable antirrotatorio
Sobrecolable Cr-Co rotatorio
Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio

SIS-0517R

SIS-0517

SIS-0535R

SIS-0515R

SIS-0515

SIS-0535

SIS-0533R

SIS-0533



Pilar SIscator alt. 1mm
Pilar SIscator alt. 2mm
Pilar SIscator alt. 3mm
Pilar SIscator alt. 4mm
Pilar SIscator alt. 5mm
Pilar SIscator alt. 6mm

Yellow 3.0

SIS-0510XH1

Aqua 3.5/4.0

SIS-0544

Lilac 4.5/5.0

SIS-0537

SIS-0510XH2

SIS-0545

SIS-0538

SIS-0510XH3

SIS-0546

SIS-0539

SIS-0510XH4

SIS-0547

SIS-0548

SIS-0510XH5

SIS-0549

SIS-0550

SIS-0510XH6

SIS-0552

SIS-0553



Pilar SIscator angulado 15° alt. 1,5mm.
Pilar SIscator angulado 15° alt. 3mm.

SIS-0517H1N

SIS-0517H1R

SIS-0517H3N

SIS-0517H3R



Tornillo M1,4 (hex. 1,27)
Tornillo M1,6 (hex. 1,27)
Tornillo M2,0 (hex. 1,27)

SIS-0514X

SIS-0540

SIS-0541



TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB
Tornillo M1,4 (hex. 1,27)
Tornillo M1,6 (hex. 1,27)
Tornillo M2,0 (hex. 1,27)

SIS-0514XB

SIS-0540B

SIS-0541B

SIS MULTI-UNIT SIS



Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm

SIS-0560XH1C

SIS-0554C

SIS-0558C

SIS-0560XH2C

SIS-0555C

SIS-0559C

SIS-0560XH3C

SIS-0556C

SIS-0560C

SIS-0560XH4C

SIS-0557C

SIS-0561C

SIS-0560NH5C

SIS-0560NH5C

SIS-0560RH5C

SIS-0560NH6C

SIS-0560NH6C

SIS-0560RH6C

mini MULTI-UNIT mini



Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm

ARO-0580XH1

ARO-0580NH1

ARO-0580XH2

ARO-0580NH2

ARO-0580XH3

ARO-0580NH3

ARO-0580XH4

ARO-0580NH4

ARO-0580NH5

ARO-0580NH5

ARO-0580NH6

ARO-0580NH6



Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm
Hexagonal 1,27

SIS-0562

SIS-0564

SIS-0563

SIS-0565

SIS-0566

SIS-0568

SIS-0567

SIS-0569



SMART ANGLE
Tornillo Smart Angle
Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm

SIS-0515X

SIS-2018

SIS-2019

SIS-0515XHG

SIS-2018HG

SIS-2019HG



CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co
Chimenea ang. 17°
Chimenea ang. 30°

SIS-8216A

SIS-8207A

SIS-8207A

SIS-8216B

SIS-8207B

SIS-8207B



STRAUMANN® TISSUE LEVEL®



Coping impresión (cubeta abierta)
Coping impresión pilar synOcta (cubeta abierta)
Torx

RN 4.8

SIS-0601
SIS-0601RS

WN 6.5

SIS-0601W



Análogo
Análogo synOcta
Tornillo fijación análogo digital
Plana/Cruz

SIS-0602
SIS-0637
SIS-8888

SIS-0630
SIS-8888



Tapón cicatrización alt. 1,5mm
Tapón cicatrización alt. 3mm
Tapón cicatrización alt. 4,5mm
Torx

SIS-0604
SIS-0605
SIS-0606



Pilar recto antirrotatorio directo
Pilar recto antirrotatorio synOcta
Pilar angulado 25°

SIS-0605RA
SIS-0605RSA
SIS-0683R

SIS-0605WA



Pilar synOcta
Pilar Octa
Pilar provisional synOcta rotatorio
Pilar provisional rotatorio
Pilar provisional antirrotatorio

SIS-0612
SIS-0613
SIS-0629
SIS-0641
SIS-0642

SMART
TI-BASE



Ti-Base rotatoria
Ti-Base antirrotatoria

SIS-0608RR
SIS-0608RA

SIS-0608WR
SIS-0608WA



Ti-Base HG 2mm rotatoria
Ti-Base HG 2mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3mm rotatoria
Ti-Base HG 3mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4mm rotatoria
Ti-Base HG 4mm antirrotatoria

SIS-0608RRG2
SIS-0608RAG2
SIS-0608RRG3
SIS-0608RAG3
SIS-0608RRG4
SIS-0608RAG4



Ti-Base HC 7mm rotatoria
Ti-Base HC 7mm antirrotatoria

SIS-0608RRC7
SIS-0608RAC7



Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 4mm HC 7mm antirrotatoria

SIS-0608RRG2C7
SIS-0608RAG2C7
SIS-0608RRG3C7
SIS-0608RAG3C7
SIS-0608RRG4C7
SIS-0608RAG4C7



Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)
Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)

SIS-0608RRC9
SIS-0608RAC9

SIS-0608WRC9
SIS-0608WAC9



Ti-Base synOcta rotatoria
Ti-Base synOcta antirrotatoria

SIS-0612RSR
SIS-0612RSA



Scanbody Octógono (Ti)
Scanbody synOcta (Ti)

SIS-0690RN
SIS-0690RS

SIS-0690WN



STRAUMANN® TISSUE LEVEL®



Calcinable directo rotatorio
Calcinable directo antirrotatorio
Sobrecolable Cr-Co rotatorio
Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio

RN 4.8

SIS-0614
SIS-0615
SIS-0618
SIS-0619

WN 6.5

SIS-0631
SIS-0632
SIS-0630WR
SIS-0630WA



Calcinable synOcta rotatorio
Calcinable synOcta antirrotatorio
Sobrecolable Cr-Co synOcta rotatorio
Sobrecolable Cr-Co synOcta antirrotatorio

SIS-0616
SIS-0617
SIS-0634
SIS-0635



Pilar SISCator alt. 1mm
Pilar SISCator alt. 2mm
Pilar SISCator alt. 3mm
Pilar SISCator alt. 4mm
Pilar SISCator alt. 5mm
Pilar SISCator alt. 6mm

SIS-0621
SIS-0622
SIS-0623
SIS-0626
SIS-0627
SIS-0628



Pilar SISCator angulado 15° alt. 1mm.
Pilar SISCator angulado 15° alt. 2mm.

SIS-0617H1R
SIS-0617H2R



Tornillo directo a implante M2 (Torx)
Tornillo synOcta (Torx)

SIS-0625
SIS-0624

SIS-0625
SIS-0624



TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB
Tornillo directo a implante M2 (Torx)
Tornillo synOcta (Torx)

SIS-0625B
SIS-0624B

SIS-0625B
SIS-0624B



MULTI-UNIT SIS
Pilar Multi-Unit recto alt. 0,9mm

SIS-0640C



Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm
Torx

SIS-0670RH2
SIS-0671RH3



SMART ANGLE
Tornillo Smart Angle
Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm
Tornillo synOcta Smart Angle

SIS-2008
SIS-2008HG
SIS-2010

SIS-2008




CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co
Chimenea ang. 17°
Chimenea ang. 30°

SIS-8207A
SIS-8207B


SIS-8207A
SIS-8207B

F: 0700

F: 0700



	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0721N
	Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-0701N SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Hexagonal 1,20	SIS-0717N SIS-0718N SIS-0719N SIS-0720N
	Pilar recto antirrotatorio Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-0703N SIS-0723N SIS-0724N
	Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria Ti-Base HG 2mm rotatoria Ti-Base HG 2mm antirrotatoria Ti-Base HG 3mm rotatoria Ti-Base HG 3mm antirrotatoria Ti-Base HG 4mm rotatoria Ti-Base HG 4mm antirrotatoria Ti-Base HC 7mm rotatoria Ti-Base HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 4mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 4mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-0708NR SIS-0708NA SIS-0708NRG2 SIS-0708NAG2 SIS-0708NRG3 SIS-0708NAG3 SIS-0708NRG4 SIS-0708NAG4 SIS-0708NRC7 SIS-0708NAC7 SIS-0708NRG2C7 SIS-0708NAG2C7 SIS-0708NRG3C7 SIS-0708NAG3C7 SIS-0708NRG4C7 SIS-0708NAG4C7 SIS-0708NRC9 SIS-0708NAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-0790N
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0730NR SIS-0730NA



	Pilar SiScator alt. 1mm Pilar SiScator alt. 2mm Pilar SiScator alt. 3mm Pilar SiScator alt. 4mm Pilar SiScator alt. 5mm Pilar SiScator alt. 6mm	SIS-0712N SIS-0713N SIS-0714N SIS-0715N SIS-0716N SIS-0722N
	Pilar SiScator angulado 15° alt. 1,5mm. Pilar SiScator angulado 15° alt. 3mm.	SIS-0717H1N SIS-0717H3N
	Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-0710N
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-0710NB
	MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-0760NH0 SIS-0738NC SIS-0739NC SIS-0740NC SIS-0741NC SIS-0742NC
	MULTI-UNIT mini Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	ARO-0780NH1 ARO-0780NH2 ARO-0780NH3 ARO-0780NH4 ARO-0780NH5
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm Unigrip	SIS-0770NH2 SIS-0770NH3 SIS-0771NH3 SIS-0771NH4
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2023 SIS-2023HG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8207A SIS-8207B



NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT®

	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
 Coping impresión (cubeta abierta) Unigrip	SIS-0801N	SIS-0801	SIS-0801W
 Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-0821 SIS-8888	SIS-0802 SIS-8888	SIS-0837 SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 2mm Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Unigrip/Plana	SIS-0823 SIS-0824 SIS-0825 SIS-0826	SIS-0804 SIS-0805 SIS-0806 SIS-0807	SIS-0839 SIS-0840 SIS-0841 SIS-0842
 Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm Pilar recto antirrotatorio alt. 2mm Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio Pilar provisional rotatorio (PEEK)	SIS-0828 SIS-0856 SIS-0857	SIS-0809 SIS-0808 SIS-0858 SIS-0859 SIS-0880	SIS-0844 SIS-0860 SIS-0861
 SMART Ti-BASE Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-0808NR SIS-0808NA SIS-0808NRC9 SIS-0808NAC9	SIS-0808RR SIS-0808RA SIS-0808RRC9 SIS-0808RAC9	SIS-0808WR SIS-0808WA SIS-0808WRC9 SIS-0808WAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-0890N	SIS-0890R	SIS-0890W
 Calcinable rotatorio Calcinable antirrotatorio Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0829 SIS-0830 SIS-0833 SIS-0834	SIS-0810 SIS-0811 SIS-0814 SIS-0815	SIS-0845 SIS-0846 SIS-0849 SIS-0850
 Pilar SIScator alt. 0mm Pilar SIScator alt. 1mm Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0879N SIS-0817N SIS-0818N SIS-0819N SIS-0854N SIS-0855N SIS-0862N	SIS-0879R SIS-0817 SIS-0818 SIS-0819 SIS-0854 SIS-0855 SIS-0862	SIS-0817W SIS-0818W SIS-0819W SIS-0854W SIS-0855W



NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT®

	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
 Tornillo M1,8 (unigrip) Tornillo M2 (unigrip)	SIS-0852	SIS-0853	SIS-0853
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,8 (unigrip) Tornillo M2 (unigrip)	SIS-0852B	SIS-0853B	SIS-0853B
 MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-0860NH0C SIS-0863C SIS-0864C SIS-0865C	SIS-0860RH0C SIS-0866C SIS-0867C SIS-0868C SIS-0869C SIS-0870C	SIS-0860WH0C SIS-0871C SIS-0872C SIS-0873C
 Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm Unigrip	SIS-0870NH2 SIS-0870NH3	SIS-0874 SIS-0875 SIS-0876 SIS-0877 SIS-0878	
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle	SIS-2005	SIS-2004	SIS-2004
 CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8207A SIS-8207B	SIS-8207A SIS-8207B	SIS-8207A SIS-8207B



Coping impresión (cubeta abierta)
Unigrip

NP 3.5/3.75

RP 4.3/5.0

SIS-0948

SIS-0949



Análogo
Tornillo fijación análogo digital
Plana/Cruz

SIS-0908

SIS-0903

SIS-8888

SIS-8888



Tapón cicatrización alt. 3mm
Tapón cicatrización alt. 5mm
Tapón cicatrización alt. 7mm
Unigrip

SIS-0956

SIS-0901

SIS-0957

SIS-0902

SIS-0958

SIS-0955



Pilar recto antirrotatorio
Pilar angulado 15°
Pilar angulado 25°
Pilar provisional rotatorio
Pilar provisional antirrotatorio

SIS-0959

SIS-0928

SIS-0982N

SIS-0982R

SIS-0983N

SIS-0983R

SIS-0931

SIS-0929

SIS-0932

SIS-0930

SMART
Ti-BASE



Ti-Base rotatoria
Ti-Base antirrotatoria

SIS-0908NR

SIS-0908RR

SIS-0908NA

SIS-0908RA



Ti-Base HG 2,5mm rotatoria
Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3,5mm rotatoria
Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4,5mm rotatoria
Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria

SIS-0908NRG2

SIS-0908RRG2

SIS-0908NAG2

SIS-0908RAG2

SIS-0908NRG3

SIS-0908RRG3

SIS-0908NAG3

SIS-0908RAG3

SIS-0908NRG4

SIS-0908RRG4

SIS-0908NAG4

SIS-0908RAG4



Ti-Base HC 7mm rotatoria
Ti-Base HC 7mm antirrotatoria

SIS-0908NRC7

SIS-0908RRC7

SIS-0908NAC7

SIS-0908RAC7



Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria

SIS-0908NRG2C7

SIS-0908RRG2C7

SIS-0908NAG2C7

SIS-0908RAG2C7

SIS-0908NRG3C7

SIS-0908RRG3C7

SIS-0908NAG3C7

SIS-0908RAG3C7

SIS-0908NRG4C7

SIS-0908RRG4C7

SIS-0908NAG4C7

SIS-0908RAG4C7



Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)
Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)

SIS-0908NRC9

SIS-0908RRC9

SIS-0908NAC9

SIS-0908RAC9



Scanbody (Ti)

SIS-0990N

SIS-0990R



Calcinable rotatorio
Calcinable antirrotatorio
Sobrecolable Cr-Co rotatorio
Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio

SIS-0910

SIS-0904

SIS-0911

SIS-0905

SIS-0912

SIS-0906

SIS-0913

SIS-0907



Pilar SISCator alt. 1mm
Pilar SISCator alt. 2mm
Pilar SISCator alt. 3mm
Pilar SISCator alt. 4mm
Pilar SISCator alt. 5mm
Pilar SISCator alt. 6mm

NP 3.5/3.75

RP 4.3/5.0

SIS-0922

SIS-0916

SIS-0923

SIS-0917

SIS-0924

SIS-0918

SIS-0925

SIS-0919

SIS-0926

SIS-0920

SIS-0927

SIS-0921



Pilar SISCator angulado 15° alt. 1,5mm.
Pilar SISCator angulado 15° alt. 3mm.

SIS-0917H1N

SIS-0917H1R

SIS-0917H3N

SIS-0917H3R



Tornillo M1,6 (unigrip)
Tornillo M2 (unigrip)

SIS-0915

SIS- 0914



TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB
Tornillo M1,6 (unigrip)
Tornillo M2 (unigrip)

SIS-0915B

SIS-0914B

SIS



MULTI-UNIT SIS

Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm

SIS-0933C

SIS-0936C

SIS-0934C

SIS-0937C

SIS-0935C

SIS-0938C

SIS-0960C

SIS-0939C

SIS-0961C

SIS-0963C

SIS-0962C

SIS-0964C

mini



MULTI-UNIT mini

Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm

ARO-0980NH1

ARO-0980NH2

ARO-0980NH3

ARO-0980NH4

ARO-0980NH5

ARO-0980NH6



Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm
Unigrip

SIS-0940

SIS-0942

SIS-0941

SIS-0943

SIS-0944

SIS-0946

SIS-0945

SIS-0947



SMART ANGLE

Tornillo Smart Angle
Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm

SIS-2017

SIS-2003

SIS-2017HG

SIS-2003HG



CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co
Chimenea ang. 17°
Chimenea ang. 30°

SIS-8207A

SIS-8207A

SIS-8207B

SIS-8207B



STRAUMANN® BONE LEVEL®

		NC 3.3	RC 4.1/4.8
	Coping impresión (cubeta abierta) Torx	SIS- 1127N	SIS- 1127R
	Análogo	SIS-1101N	SIS-1101
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-1128N	SIS-1128R
	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	SIS-1129N	SIS-1129R
	Tapón cicatrización alt. 5mm Torx	SIS-1130N	SIS-1130R
	Pilar recto antirotatorio	SIS-1115NA	SIS-1115RA
	Pilar angulado 15°	SIS-1182N	SIS-1182R
	Pilar angulado 25°	SIS-1183N	SIS-1183R
	Pilar provisional rotatorio	SIS-1107N	SIS-1107
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1108N	SIS-1108
	Ti-BASE		
	Ti-BASE rotatoria	SIS-1108NR	SIS-1108RR
	Ti-BASE antirrotatoria	SIS-1108NA	SIS-1108RA
	Ti-BASE HG 2,5mm rotatoria	SIS-1108NRG2	SIS-1108RRG2
	Ti-BASE HG 2,5mm antirrotatoria	SIS-1108NAG2	SIS-1108RAG2
	Ti-BASE HG 3,5mm rotatoria	SIS-1108NRG3	SIS-1108RRG3
	Ti-BASE HG 3,5mm antirrotatoria	SIS-1108NAG3	SIS-1108RAG3
	Ti-BASE HG 4,5mm rotatoria	SIS-1108NRG4	SIS-1108RRG4
	Ti-BASE HG 4,5mm antirrotatoria	SIS-1108NAG4	SIS-1108RAG4
	Ti-BASE HC 7mm rotatoria	SIS-1108NRC7	SIS-1108RRC7
	Ti-BASE HC 7mm antirrotatoria	SIS-1108NAC7	SIS-1108RAC7
	Ti-BASE HG 2,5mm HC 7mm rotatoria	SIS-1108NRG2C7	SIS-1108RRG2C7
	Ti-BASE HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-1108NAG2C7	SIS-1108RAG2C7
	Ti-BASE HG 3,5mm HC 7mm rotatoria	SIS-1108NRG3C7	SIS-1108RRG3C7
	Ti-BASE HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-1108NAG3C7	SIS-1108RAG3C7
	Ti-BASE HG 4,5mm HC 7mm rotatoria	SIS-1108NRG4C7	SIS-1108RRG4C7
	Ti-BASE HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-1108NAG4C7	SIS-1108RAG4C7
	Ti-BASE HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-1108NRC9	SIS-1108RRC9
	Ti-BASE HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-1108NAC9	SIS-1108RAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-1190NS	SIS-1190RS
	Calcinable rotatorio	SIS-1102N	SIS-1102
	Calcinable antirrotatorio	SIS-1103N	SIS-1103
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1105N	SIS-1105
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1106N	SIS-1106



STRAUMANN® BONE LEVEL®

		NC 3.3	RC 4.1/4.8
	Pilar SIsScator alt. 1mm	SIS-1109N	SIS-1109R
	Pilar SIsScator alt. 2mm	SIS-1110N	SIS-1110R
	Pilar SIsScator alt. 3mm	SIS-1111N	SIS-1111R
	Pilar SIsScator alt. 4mm	SIS-1112N	SIS-1112R
	Pilar SIsScator alt. 5mm	SIS-1113N	SIS-1113R
	Pilar SIsScator alt. 6mm	SIS-1114N	SIS-1114R
	Pilar SIsScator angulado 15° alt. 1,5mm.	SIS-1117H1N	SIS-1117H1R
	Pilar SIsScator angulado 15° alt. 3mm.	SIS-1117H3N	SIS-1117H3R
	Tornillo M1,6 (Torx)	SIS-1114RC	SIS-1114RC
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M1,6 (Torx)	SIS-1114RCB	SIS-1114RCB
	MULTI-UNIT SIS		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-1123NC	SIS-1123RC
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-1124NC	SIS-1124RC
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-1125NC	SIS-1125RC
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-1126NC	SIS-1126RC
	MULTI-UNIT mini		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	ARO-1180NH1	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	ARO-1180NH2	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	ARO-1180NH3	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	ARO-1180NH4	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-1170NH2	SIS-1170RH2
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-1170NH3	SIS-1170RH3
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-1171NH3	SIS-1171RH3
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Torx	SIS-1171NH4	SIS-1171RH4
	SMART ANGLE		
	Tornillo Smart Angle	SIS-2009	SIS-2009
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2009HG	SIS-2009HG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B

		NP 3.5	RP 4.1
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-1201N	SIS-0101
	Análogo	SIS-1201	SIS-0102
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm		SIS-0104
	Tapón cicatrización alt. 3mm		SIS-0105
	Tapón cicatrización alt. 4mm		SIS-0106
	Tapón cicatrización alt. 5mm		SIS-0107
	Tapón cicatrización alt. 6mm Hexagonal 1,20/Plana		SIS-0108
	Pilar recto rotatorio		SIS-0188R
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-1205NA	SIS-0109
	Pilar angulado 15°		SIS-0182
	Pilar angulado 25°		SIS-0183
	Pilar provisional rotatorio	SIS-1250NR	SIS-0162
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1250NA	SIS-0164
	Ti-Base rotatoria	SIS-1208NR	SIS-0108RR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-1208NA	SIS-0108RA
	Ti-Base HG 2mm rotatoria		SIS-0108RRG2
	Ti-Base HG 2mm antirrotatoria		SIS-0108RAG2
	Ti-Base HG 3mm rotatoria		SIS-0108RRG3
	Ti-Base HG 3mm antirrotatoria		SIS-0108RAG3
	Ti-Base HC 7mm rotatoria		SIS-0108RRC7
	Ti-Base HC 7mm antirrotatoria		SIS-0108RAC7
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria		SIS-0108RRG2C7
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-0108RAG2C7
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria		SIS-0108RRG3C7
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-0108RAG3C7
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-1208NRC9	SIS-0108RRC9
	Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-1208NAC9	SIS-0108RAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-1290N	SIS-0190R
	Calcinable rotatorio		SIS-0110
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0111
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1230NR	SIS-0114
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1230NA	SIS-0115

		NP 3.5	RP 4.1
	Pilar SIScator alt. 0,73mm		SIS-0117
	Pilar SIScator alt. 2mm		SIS-0118
	Pilar SIScator alt. 3mm		SIS-0119
	Pilar SIScator alt. 4mm		SIS-0158
	Pilar SIScator alt. 5mm		SIS-0159
	Pilar SIScator alt. 6mm		SIS-0163
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm.		SIS-0117H1R
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.		SIS-0117H3R
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-1210	SIS-0152
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-1210B	SIS-0152B
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153B
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160B
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161B
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151B
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154B
	MULTI-UNIT SIS		
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0160RH0C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm		SIS-0168C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-1260NH2C	SIS-0169C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-1260NH3C	SIS-0170C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-1260NH4C	SIS-0171C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm		SIS-0172C
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181
	Unigrip		
	SMART ANGLE		
	Tornillo Smart Angle	SIS-2026	SIS-2001
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm		SIS-2001HG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B



	3.3	3.8	4.25
	SIS-1437	SIS-1438	SIS-1439
	SIS-1406	SIS-1401N	SIS-1401
	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	SIS-1449	SIS-1453	SIS-1457
	SIS-1450	SIS-1454	SIS-1458
	SIS-1451	SIS-1455	SIS-1459
	SIS-1452	SIS-1456	SIS-1460
	SIS-1405XA	SIS-1402N	SIS-1402
	SIS-1482X		SIS-1482R
	SIS-1483X	SIS-1483N	SIS-1483R
	SIS-1409	SIS-1450RN	SIS-1413
	SIS-1410	SIS-1450AN	SIS-1414
			
	SIS-1408XR	SIS-1408NR	SIS-1408RR
	SIS-1408XA	SIS-1408NA	SIS-1408RA
		SIS-1408NRG2	
		SIS-1408NAG2	
		SIS-1408NRG3	
		SIS-1408NAG3	
		SIS-1408NRG4	
		SIS-1408NAG4	
	SIS-1408XRC9	SIS-1408NRC9	SIS-1408RRC9
	SIS-1408XAC9	SIS-1408NAC9	SIS-1408RAC9
	SIS-1490X	SIS-1490N	SIS-1490R
	SIS-1407	SIS-1403N	SIS-1403
	SIS-1408	SIS-1404N	SIS-1404
	SIS-1411	SIS-1461	SIS-1415
	SIS-1412	SIS-1462	SIS-1416



	3.3	3.8	4.25
	SIS-1417	SIS-1420	SIS-1424
	SIS-1418	SIS-1421	SIS-1425
	SIS-1419	SIS-1422	SIS-1426
	SIS-1463	SIS-1423	SIS-1427
	SIS-1464	SIS-1465	SIS-1466
	SIS-1405N	SIS-1405N	SIS-1405
			
			
	SIS-1405NB	SIS-1405NB	SIS-1405B
			
			
	SIS-1446C	SIS-1447C	SIS-1448C
	SIS-1428C	SIS-1431C	SIS-1434C
	SIS-1429C	SIS-1432C	SIS-1435C
	SIS-1430C	SIS-1433C	SIS-1436C
		SIS-1460NH5C	SIS-1460RH5C
		SIS-1460NH6C	SIS-1460RH6C
	SIS-1470XH25	SIS-1470NH25	SIS-1470RH25
	SIS-1470XH35	SIS-1470NH35	SIS-1470RH35
	SIS-1470XH45	SIS-1470NH45	SIS-1470RH45
	SIS-1471XH35	SIS-1471NH35	SIS-1471RH35
	SIS-1471XH45	SIS-1471NH45	SIS-1471RH45
			
	SIS-2021	SIS-2021	SIS-2016
		SIS-2021HG	
			
	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B

		NP 3.3	RP 4.0	WP 5.0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-1501	SIS-0101	SIS-1501W
	Análogo	SIS-1502	SIS-0102	SIS-1506
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm		SIS-0104	
	Tapón cicatrización alt. 3mm		SIS-0105	
	Tapón cicatrización alt. 4mm		SIS-0106	
	Tapón cicatrización alt. 5mm		SIS-0107	
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0108	
	Hexagonal 1,20			
	Pilar recto rotatorio		SIS-0188R	
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-1505XA	SIS-0109	SIS-1505WA
	Pilar angulado 15°		SIS-0182	
	Pilar angulado 25°		SIS-0183	
	Pilar provisional rotatorio	SIS-1550XR	SIS-0162	SIS-1550WR
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1550XA	SIS-0164	SIS-1550WA
	Pilar provisional rotatorio (PEEK)		SIS-0190	
	Pilar provisional antirrotatorio (PEEK)		SIS-0191	
	Ti-Base rotatoria	SIS-1508NR	SIS-0108RR	SIS-1508WR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-1508NA	SIS-0108RA	SIS-1508WA
	Ti-Base HG 2mm rotatoria		SIS-0108RRG2	
	Ti-Base HG 2mm antirrotatoria		SIS-0108RAG2	
	Ti-Base HG 3mm rotatoria		SIS-0108RRG3	
	Ti-Base HG 3mm antirrotatoria		SIS-0108RAG3	
	Ti-Base HC 7mm rotatoria		SIS-0108RRC7	
	Ti-Base HC 7mm antirrotatoria		SIS-0108RAC7	
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria		SIS-0108RRG2C7	
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-0108RAG2C7	
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria		SIS-0108RRG3C7	
	Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-0108RAG3C7	
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-1508NRC9	SIS-0108RRC9	SIS-1508WRC9
	Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-1508NAC9	SIS-0108RAC9	SIS-1508WAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-1590N	SIS-0190R	SIS-1590W
	Calcinable rotatorio		SIS-0110	
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0111	
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1530NR	SIS-0114	SIS-1530WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1530NA	SIS-0115	SIS-1530WA

		NP 3.3	RP 4.0	WP 5.0
	Pilar SIScator alt. 0,73mm		SIS-0117	
	Pilar SIScator alt. 2mm		SIS-0118	
	Pilar SIScator alt. 3mm		SIS-0119	
	Pilar SIScator alt. 4mm		SIS-0158	
	Pilar SIScator alt. 5mm		SIS-0159	
	Pilar SIScator alt. 6mm		SIS-0163	
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm.		SIS-0117H1R	
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.		SIS-0117H3R	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25)	SIS-1505		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152	SIS-0152
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153	SIS-0153
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160	SIS-0160
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161	SIS-0161
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151	SIS-0151
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154	SIS-0154
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	SIS-1505B		
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25)		SIS-0152B	SIS-0152B
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0153B	SIS-0153B
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0160B	SIS-0160B
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0161B	SIS-0161B
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0151B	SIS-0151B
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0154B	SIS-0154B
	MULTI-UNIT SIS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0160RHOC	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-1560XH1C	SIS-0168C	SIS-1560WH1C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-1560XH2C	SIS-0169C	SIS-1560WH2C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-1560XH3C	SIS-0170C	SIS-1560WH3C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-1560XH4C	SIS-0171C	SIS-1560WH4C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-1560XH5C	SIS-0172C	SIS-1560WH5C
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181	
	Unigrip			
	IMPLANTES ZIGOMÁTICOS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0168Z	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm		SIS-0169Z	
	SMART ANGLE	SIS-2024	SIS-2027	SIS-2027
	Tornillo Smart Angle		SIS-2001HG	
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm			
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B

		3.0	3.5	4.5
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,27	SIS-1601N	SIS-1601R	SIS-1601W
	Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-1602N SIS-8888	SIS-1602R SIS-8888	SIS-1602W SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Hexagonal 1,27	SIS-1604NH2 SIS-1604NH3 SIS-1604NH4 SIS-1604NH5	SIS-1604RH2 SIS-1604RH3 SIS-1604RH4 SIS-1604RH5	SIS-1604WH2 SIS-1604WH3 SIS-1604WH4 SIS-1604WH5
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1605NA SIS-1650NR SIS-1650NA	SIS-1605RA SIS-1650RR SIS-1650RA	SIS-1605WA SIS-1650WR SIS-1650WA
	Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-1608NR SIS-1608NA	SIS-1608RR SIS-1608RA	SIS-1608WR SIS-1608WA
	Ti-Base HG 2mm rotatoria Ti-Base HG 2mm antirrotatoria Ti-Base HG 3mm rotatoria Ti-Base HG 3mm antirrotatoria Ti-Base HG 4mm rotatoria Ti-Base HG 4mm antirrotatoria	SIS-1608NRG2 SIS-1608NAG2 SIS-1608NRG3 SIS-1608NAG3 SIS-1608NRG4 SIS-1608NAG4	SIS-1608RRG2 SIS-1608RAG2 SIS-1608RRG3 SIS-1608RAG3 SIS-1608RRG4 SIS-1608RAG4	SIS-1608WRG2 SIS-1608WAG2 SIS-1608WRG3 SIS-1608WAG3 SIS-1608WRG4 SIS-1608WAG4
	Ti-Base HC 7mm rotatoria Ti-Base HC 7mm antirrotatoria	SIS-1608NRC7 SIS-1608NAC7	SIS-1608RRC7 SIS-1608RAC7	SIS-1608WRC7 SIS-1608WAC7
	Ti-Base HG 2mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 2mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 3mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 3mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 4mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 4mm HC 7mm antirrotatoria	SIS-1608NRG2C7 SIS-1608NAG2C7 SIS-1608NRG3C7 SIS-1608NAG3C7 SIS-1608NRG4C7 SIS-1608NAG4C7	SIS-1608RRG2C7 SIS-1608RAG2C7 SIS-1608RRG3C7 SIS-1608RAG3C7 SIS-1608RRG4C7 SIS-1608RAG4C7	SIS-1608WRG2C7 SIS-1608WAG2C7 SIS-1608WRG3C7 SIS-1608WAG3C7 SIS-1608WRG4C7 SIS-1608WAG4C7
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-1608NRC9 SIS-1608NAC9	SIS-1608RRC9 SIS-1608RAC9	SIS-1608WRC9 SIS-1608WAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-1690N	SIS-1690R	SIS-1690W
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1630NR SIS-1630NA	SIS-1630RR SIS-1630RA	SIS-1630WR SIS-1630WA

		3.0	3.5	4.5
	Pilar SIScator alt. 1mm Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-1610NH1 SIS-1610NH2 SIS-1610NH3 SIS-1610NH4 SIS-1610NH5 SIS-1610NH6	SIS-1610RH1 SIS-1610RH2 SIS-1610RH3 SIS-1610RH4 SIS-1610RH5 SIS-1610RH6	SIS-1610WH1 SIS-1610WH2 SIS-1610WH3 SIS-1610WH4 SIS-1610WH5 SIS-1610WH6
	Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm. Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.		SIS-1617H1R SIS-1617H3R	SIS-1617H1W SIS-1617H3W
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-1614N	SIS-1614N	SIS-1614N
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-1614NB	SIS-1614NB	SIS-1614NB
	SIS MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-1660NH1C SIS-1660NH2C SIS-1660NH3C SIS-1660NH4C SIS-1660NH5C SIS-1660NH6C	SIS-1660RH1C SIS-1660RH2C SIS-1660RH3C SIS-1660RH4C SIS-1660RH5C SIS-1660RH6C	SIS-1660WH1C SIS-1660WH2C SIS-1660WH3C SIS-1660WH4C SIS-1660WH5C SIS-1660WH6C
	mini MULTI-UNIT mini Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	ARO-1680NH1 ARO-1680NH2 ARO-1680NH3 ARO-1680NH4 ARO-1680NH5 ARO-1680NH6	ARO-1680RH1 ARO-1680RH2 ARO-1680RH3 ARO-1680RH4 ARO-1680RH5 ARO-1680RH6	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,27	SIS-1670NH2 SIS-1670NH3 SIS-1671NH3 SIS-1671NH4		
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-1615N SIS-1615NHG	SIS-1615N SIS-1615NHG	SIS-1615N SIS-1615NHG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 25° Chimenea ang. 30°	SIS-8217A SIS-8217B	SIS-8207A SIS-8207B	SIS-8207A SIS-8207B

	RP
 Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,27	SIS-1801R
 Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-1802 SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 2mm Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Hexagonal 1,27	SIS-1804RH2 SIS-1804RH3 SIS-1804RH4 SIS-1804RH5
 Pilar recto antirrotatorio Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1806 SIS-1850RR SIS-1850RA
 Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria Ti-Base HG 2,5mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria Ti-Base HC 7mm rotatoria Ti-Base HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-1808RR SIS-1808RA SIS-1808RRG2 SIS-1808RAG2 SIS-1808RRG3 SIS-1808RAG3 SIS-1808RRG4 SIS-1808RAG4 SIS-1808RRC7 SIS-1808RAC7 SIS-1808RRG2C7 SIS-1808RAG2C7 SIS-1808RRG3C7 SIS-1808RAG3C7 SIS-1808RRG4C7 SIS-1808RAG4C7 SIS-1808RRC9 SIS-1808RAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-1890R
 Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1808 SIS-1807

	RP
 Pilar SiScator alt. 1mm Pilar SiScator alt. 2mm Pilar SiScator alt. 3mm Pilar SiScator alt. 4mm Pilar SiScator alt. 5mm	SIS-1810RH1 SIS-1810RH2 SIS-1810RH3 SIS-1810RH4 SIS-1810RH5
 Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,25)	SIS-0351M
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,25)	SIS-0351MB
 MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-1860RH0C SIS-1860RH1C SIS-1860RH2C SIS-1860RH3C SIS-1860RH4C SIS-1860RH5C SIS-1860RH6C
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2007M SIS-2007MHG
 CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 25°	SIS-8218A SIS-8218B



NEOBIOTECH® IS SYSTEM

REGULAR

	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-2201R
	Análogo	SIS-2202R
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2204RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2204RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2204RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm Hexagonal 1,20	SIS-2204RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2205RA
	Pilar angulado 15°	SIS-2282R
	Pilar angulado 25°	SIS-2283R
	Pilar provisional rotatorio	SIS-2250RR
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-2250RA
	Ti-Base rotatoria	SIS-2208RR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-2208RA
	Ti-Base HG 2,5mm rotatoria	SIS-2208RRG2
	Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria	SIS-2208RAG2
	Ti-Base HG 3,5mm rotatoria	SIS-2208RRG3
	Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria	SIS-2208RAG3
	Ti-Base HG 4,5mm rotatoria	SIS-2208RRG4
	Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria	SIS-2208RAG4
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-2208RRC9
	Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-2208RAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-2290R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2230RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2230RA



NEOBIOTECH® IS SYSTEM

REGULAR

	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2210RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2210RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2210RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2210RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2210RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2210RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2214R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2214RB
	MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-2260RH1C SIS-2260RH2C SIS-2260RH3C SIS-2260RH4C SIS-2260RH5C SIS-2260RH6C
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-2870RH25
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-2870RH35
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-2871RH35
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,20	SIS-2871RH45
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2215R SIS-2215RHG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 25°	SIS-8219A SIS-8219B



	3.0	3.6	4.2	4.8
 Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,27	SIS-2301X	SIS-2301R	SIS-2301W	SIS-2301L
 Análogo	SIS-2302X	SIS-2302R	SIS-2302W	SIS-2302L
 Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-2304XH2	SIS-2304RH2	SIS-2304WH2	SIS-2304LH2
 Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2304XH3	SIS-2304RH3	SIS-2304WH3	SIS-2304LH3
 Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2304XH4	SIS-2304RH4	SIS-2304WH4	SIS-2304LH4
 Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-2304XH6	SIS-2304RH6	SIS-2304WH6	SIS-2304LH6
 Pilar recto antirrotatorio		SIS-2305RA	SIS-2305WA	
 Pilar provisional rotatorio	SIS-2308XRC9	SIS-2350RR	SIS-2350WR	SIS-2308LRC9
 Pilar provisional antirrotatorio	SIS-2308XAC9	SIS-2350RA	SIS-2350WA	SIS-2308LAC9
 SMART Ti-BASE Ti-Base rotatoria	SIS-2308XR	SIS-2308RR	SIS-2308WR	SIS-2308LR
 Ti-Base antirrotatoria	SIS-2308XA	SIS-2308RA	SIS-2308WA	SIS-2308LA
 Ti-Base HG 2,5mm rotatoria	SIS-2308XRHG2	SIS-2308RRG2	SIS-2308WRG2	SIS-2308LRHG2
 Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria	SIS-2308XAHG2	SIS-2308RAG2	SIS-2308WAG2	SIS-2308LAHG2
 Ti-Base HG 3,5mm rotatoria	SIS-2308XRHG3	SIS-2308RRG3	SIS-2308WRG3	SIS-2308LRHG3
 Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria	SIS-2308XAHG3	SIS-2308RAG3	SIS-2308WAG3	SIS-2308LAHG3
 Ti-Base HG 4,5mm rotatoria		SIS-2308RRG4	SIS-2308WRG4	
 Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria		SIS-2308RAG4	SIS-2308WAG4	
 Ti-Base HC 7mm rotatoria		SIS-2308RRC7	SIS-2308WRC7	
 Ti-Base HC 7mm antirrotatoria		SIS-2308RAC7	SIS-2308WAC7	
 Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm rotatoria		SIS-2308RRG2C7	SIS-2308WRG2C7	
 Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-2308RAG2C7	SIS-2308WAG2C7	
 Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm rotatoria		SIS-2308RRG3C7	SIS-2308WRG3C7	
 Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-2308RAG3C7	SIS-2308WAG3C7	
 Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm rotatoria		SIS-2308RRG4C7	SIS-2308WRG4C7	
 Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria		SIS-2308RAG4C7	SIS-2308WAG4C7	
 Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-2308XRC9	SIS-2308RRC9	SIS-2308WRC9	SIS-2308LRC9
 Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-2308XAC9	SIS-2308RAC9	SIS-2308WAC9	SIS-2308LAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-2390X	SIS-2390R	SIS-2390W	SIS-2390L
 Sobrecolable Cr-Co rotatorio		SIS-2330RR	SIS-2330WR	
 Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio		SIS-2330RA	SIS-2330WA	



	3.0	3.6	4.2	4.8
 Pilar SIScator alt. 1mm		SIS-2310RH1	SIS-2310WH1	SIS-2310LH1
 Pilar SIScator alt. 2mm		SIS-2310RH2	SIS-2310WH2	SIS-2310LH2
 Pilar SIScator alt. 3mm		SIS-2310RH3	SIS-2310WH3	SIS-2310LH3
 Pilar SIScator alt. 4mm		SIS-2310RH4	SIS-2310WH4	SIS-2310LH4
 Pilar SIScator alt. 5mm		SIS-2310RH5	SIS-2310WH5	SIS-2310LH5
 Pilar SIScator alt. 6mm		SIS-2310RH6	SIS-2310WH6	SIS-2310LH6
 Tornillo M1,4 (hex. 1,27)	SIS-2314X			
 Tornillo M1,6 (hex. 1,27)		SIS-2314R		
 Tornillo M1,8 (hex. 1,27)			SIS-2314W	
 Tornillo M2 (hex. 1,27)				SIS-2314L
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,4 (hex. 1,27)	SIS-2314XB			
 Tornillo M1,6 (hex. 1,27)		SIS-2314RB		
 Tornillo M1,8 (hex. 1,27)			SIS-2314WB	
 Tornillo M2 (hex. 1,27)				SIS-2314LB
 SIS MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm		SIS-2360RH1C	SIS-2360WH1C	
 Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm		SIS-2360RH2C	SIS-2360WH2C	
 Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm		SIS-2360RH3C	SIS-2360WH3C	
 Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm		SIS-2360RH4C	SIS-2360WH4C	
 Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm		SIS-2360RH5C	SIS-2360WH5C	
 Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm		SIS-2360RH6C	SIS-2360WH6C	
 Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm		SIS-2370RH2	SIS-2370WH2	
 Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm		SIS-2370RH3	SIS-2370WH3	
 Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm		SIS-2371RH3	SIS-2371WH3	
 Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,27		SIS-2371RH4	SIS-2371WH4	
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle	SIS-2315X	SIS-2315R	SIS-2315W	SIS-2315L
 Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2315XHG	SIS-2315RHG	SIS-2315WHG	SIS-2315LHG
 CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17°		SIS-8220A	SIS-8221A	
 Chimenea ang. 30°		SIS-8220B	SIS-8221B	



NEODENT GM® (HELIX GM®. DRIVE GM®. TITAMAX GM®)



Coping impresión (cubeta abierta)
Neo

STD

SIS-2401R



Análogo
Tornillo fijación análogo digital
Plana/Cruz

SIS-2402R

SIS-8888



Tapón cicatrización alt. 2,5mm
Tapón cicatrización alt. 3,5mm
Tapón cicatrización alt. 4,5mm
Tapón cicatrización alt. 5,5mm
Neo

SIS-2404RH2

SIS-2404RH3

SIS-2404RH4

SIS-2404RH5



Pilar recto antirrotatorio
Pilar provisional rotatorio
Pilar provisional antirrotatorio

SIS-2405RA

SIS-2450RR

SIS-2450RA

SMART
TI-BASE



Ti-Base rotatoria
Ti-Base antirrotatoria

SIS-2408RR

SIS-2408RA



Ti-Base HG 2,5mm rotatoria
Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3,5mm rotatoria
Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4,5mm rotatoria
Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria

SIS-2408RRG2

SIS-2408RAG2

SIS-2408RRG3

SIS-2408RAG3

SIS-2408RRG4

SIS-2408RAG4



Ti-Base HC 7mm rotatoria
Ti-Base HC 7mm antirrotatoria

SIS-2408RRC7

SIS-2408RAC7



Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria
Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm rotatoria
Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria

SIS-2408RRG2C7

SIS-2408RAG2C7

SIS-2408RRG3C7

SIS-2408RAG3C7

SIS-2408RRG4C7

SIS-2408RAG4C7



Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)
Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)

SIS-2408RRC9

SIS-2408RAC9



Scanbody (Ti)

SIS-2490R



Sobrecolable Cr-Co rotatorio
Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio

SIS-2430RR

SIS-2430RA



NEODENT GM® (HELIX GM®. DRIVE GM®. TITAMAX GM®)



Pilar SIScator alt. 1mm
Pilar SIScator alt. 2mm
Pilar SIScator alt. 3mm
Pilar SIScator alt. 4mm
Pilar SIScator alt. 5mm

SIS-2410RH1

SIS-2410RH2

SIS-2410RH3

SIS-2410RH4

SIS-2410RH5



Pilar SIScator angulado 15° alt. 1,5mm.
Pilar SIScator angulado 15° alt. 3mm.

SIS-2417H1R

SIS-2417H3R



Tornillo M1,6 (Neo)

SIS-2414R



TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB
Tornillo M1,6 (Neo)

SIS-2414RB

SIS

MULTI-UNIT SIS



Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm
Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm

SIS-2460RH0C

SIS-2460RH1C

SIS-2460RH2C

SIS-2460RH3C

SIS-2460RH4C

SIS-2460RH5C



Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm
Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm
Neo

SIS-2470RH2

SIS-2470RH3

SIS-2471RH3

SIS-2471RH4



SMART ANGLE
Tornillo Smart Angle
Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm

SIS-2415R

SIS-2415RHG



CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co
Chimenea ang. 17°
Chimenea ang. 30°

SIS-8208A

SIS-8208B

	STD
 Hexagonal 1,20	SIS-2501R
 Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-2502R SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Hexagonal 1,20	SIS-2504RH2 SIS-2504RH3 SIS-2504RH4 SIS-2504RH5
 Pilar angulado 15° Pilar angulado 25° Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-2505RA SIS-2582R SIS-2583R SIS-2550RR SIS-2550RA
 Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-2508RR SIS-2508RA
 Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria	SIS-2508RRG2 SIS-2508RAG2 SIS-2508RRG3 SIS-2508RAG3 SIS-2508RRG4 SIS-2508RAG4
 Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-2508RRC9 SIS-2508RAC9
	SIS-2590R
 Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2530RR SIS-2530RA

	STD
 Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2510RH1 SIS-2510RH2 SIS-2510RH3 SIS-2510RH4 SIS-2510RH5
 Tornillo extractor M1,8 (hex. 1,20)	SIS-2514R SIS-2514RE
 Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-2514RB
 Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-2560RH1C SIS-2560RH2C SIS-2560RH3C SIS-2560RH4C SIS-2560RH5C
 Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,20	SIS-2570RH25 SIS-2570RH35 SIS-2571RH35 SIS-2571RH45
 Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2515R SIS-2515RHG
 Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8222A SIS-8222B

		3.4	3.8
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 0,90	SIS-2601N	SIS-2601R
	Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-2602N SIS-8888	SIS-2602R SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 5mm Hexagonal 0,90	SIS-2604NH2 SIS-2604NH3 SIS-2604NH5	SIS-2604RH2 SIS-2604RH3 SIS-2604RH5
	Pilar recto antirrotatorio Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-2605NA SIS-2650NR SIS-2650NA	SIS-2605RA SIS-2650RR SIS-2650RA
	Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-2608NR SIS-2608NA SIS-2608NRC9 SIS-2608NAC9	SIS-2608RR SIS-2608RA SIS-2608RRC9 SIS-2608RAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-2690N	SIS-2690R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2630NR SIS-2630NA	SIS-2630RR SIS-2630RA
	Pilar SIScator alt. 1mm Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2610NH1 SIS-2610NH2 SIS-2610NH3 SIS-2610NH4 SIS-2610NH5 SIS-2610NH6	SIS-2610RH1 SIS-2610RH2 SIS-2610RH3 SIS-2610RH4 SIS-2610RH5 SIS-2610RH6

		3.4	3.8
	Tornillo M1,6 (hex. 0,90) Tornillo M1,6 (hex. 1,20)	SIS-2614N SIS-2614	SIS-2614R SIS-2614
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,6 (hex. 0,90) Tornillo M1,6 (hex. 1,20)	SIS-2614NB SIS-2614B	SIS-2614RB SIS-2614B
	MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-2660NH1C SIS-2660NH2C SIS-2660NH3C SIS-2660NH4C SIS-2660NH5C SIS-2660NH6C	SIS-2660RH1C SIS-2660RH2C SIS-2660RH3C SIS-2660RH4C SIS-2660RH5C SIS-2660RH6C
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle	SIS-2615N	SIS-2615R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8209A SIS-8209B	SIS-8210A SIS-8210B

C (Without Index)

	Análogo	SIS-2702N
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888
i Plana/Cruz		
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-2704NH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2704NH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2704NH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2704NH5
i Hexagonal 1		
	Pilar provisional rotatorio	SIS-2750NR
	Ti-Base rotatoria	SIS-2708NR
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-2708NRC9
	Scanbody rotatorio (Ti)	SIS-2790N
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2730NR
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2710NH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2710NH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2710NH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2710NH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2710NH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2710NH6

C (Without Index)

	Tornillo M1,8 (hex. 1)	SIS-2714
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	SIS-2714B
	Tornillo M1,8 (hex. 1)	
	 MULTI-UNIT SIS	SIS-2760NH1C SIS-2760NH2C SIS-2760NH3C SIS-2760NH4C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	
	SMART ANGLE	SIS-2715N
	Tornillo Smart Angle	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	SIS-8211A SIS-8211B
	Chimenea ang. 17°	
	Chimenea ang. 30°	

		MINI	REGULAR
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,25	SIS-2801N	SIS-2801R
	Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-2802N SIS-8888	SIS-2802R SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Tapón cicatrización alt. 7mm Hexagonal 1,25	SIS-2804NH3 SIS-2804NH4 SIS-2804NH5 SIS-2804NH7	SIS-2804RH3 SIS-2804RH4 SIS-2804RH5 SIS-2804RH7
	Pilar recto antirrotatorio Pilar angulado 15° Pilar angulado 25° Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-2805NA SIS-2882N SIS-2883N SIS-2850NR SIS-2850NA	SIS-2805RA SIS-2882R SIS-2883R SIS-2850RR SIS-2850RA
	Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria Ti-Base HG 2,5mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria Ti-Base HC 7mm rotatoria Ti-Base HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm HC 7mm antirrotatoria Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-2808NR SIS-2808NA SIS-2808NRG2 SIS-2808NAG2 SIS-2808NRG3 SIS-2808NAG3 SIS-2808NRG4 SIS-2808NAG4 SIS-2808NRC7 SIS-2808NAC7 SIS-2808NRG2C7 SIS-2808NAG2C7 SIS-2808NRG3C7 SIS-2808RAG3C7 SIS-2808NRG4C7 SIS-2808RRG4C7 SIS-2808NAG4C7 SIS-2808NRC9 SIS-2808NAC9	SIS-2808RR SIS-2808RA SIS-2808RRG2 SIS-2808RAG2 SIS-2808RRG3 SIS-2808RAG3 SIS-2808RRG4 SIS-2808RAG4 SIS-2808RRC7 SIS-2808RAC7 SIS-2808RRG2C7 SIS-2808RAG2C7 SIS-2808RRG3C7 SIS-2808RAG3C7 SIS-2808RRG4C7 SIS-2808RAG4C7 SIS-2808RRC9 SIS-2808RAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-2890N	SIS-2890R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2830NR SIS-2830NA	SIS-2830RR SIS-2830RA

		MINI	REGULAR
	Pilar SiScator alt. 1mm Pilar SiScator alt. 2mm Pilar SiScator alt. 3mm Pilar SiScator alt. 4mm Pilar SiScator alt. 5mm Pilar SiScator alt. 6mm	SIS-2810NH1 SIS-2810NH2 SIS-2810NH3 SIS-2810NH4 SIS-2810NH5 SIS-2810NH6	SIS-2810RH1 SIS-2810RH2 SIS-2810RH3 SIS-2810RH4 SIS-2810RH5 SIS-2810RH6
	Pilar SiScator angulado 15° alt.1,5mm. Pilar SiScator angulado 15° alt. 3mm.		SIS-2817H1R SIS-2817H3R
	Tornillo M1,6 (hex. 1,25) Tornillo M2 (hex. 1,25)	SIS-2814N	SIS-2814R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,6 (hex. 1,25) Tornillo M2 (hex. 1,25)	SIS-2814NB	SIS-2814RB
	SIS MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-2860NH1C SIS-2860NH2C SIS-2860NH3C SIS-2860NH4C SIS-2860NH5C SIS-2860NH6C	SIS-2860RH1C SIS-2860RH2C SIS-2860RH3C SIS-2860RH4C SIS-2860RH5C SIS-2860RH6C
	mini MULTI-UNIT mini Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	ARO-2880NH1 ARO-2880NH2 ARO-2880NH3 ARO-2880NH4 ARO-2880NH5 ARO-2880NH6	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,20	SIS-2870NH25 SIS-2870NH35 SIS-2871NH35 SIS-2871NH45	SIS-2870RH25 SIS-2870RH35 SIS-2871RH35 SIS-2871RH45
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2815N SIS-2815NHG	SIS-2815R SIS-2815RHG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8212A SIS-8212B	SIS-8213A SIS-8213B

REGULAR

	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-2901R
	Análogo	SIS-2902R
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2904RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2904RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2904RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm Hexagonal 1,20	SIS-2904RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2905RA
	Pilar angulado 15°	SIS-2982R
	Pilar angulado 25°	SIS-2983R
	Pilar provisional rotatorio	SIS-2950RR
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-2950RA
	Ti-BASE	
	Ti-Base rotatoria	SIS-2908RR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-2908RA
	Ti-Base HG 2,5mm rotatoria	SIS-2908RRG2
	Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria	SIS-2908RAG2
	Ti-Base HG 3,5mm rotatoria	SIS-2908RRG3
	Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria	SIS-2908RAG3
	Ti-Base HG 4,5mm rotatoria	SIS-2908RRG4
	Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria	SIS-2908RAG4
	Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable)	SIS-2908RRC9
	Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-2908RAC9
	Scanbody (Ti)	SIS-2990R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2930RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2930RA

REGULAR

	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2910RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2910RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2910RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2910RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2910RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2910RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2914R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2914RB
	MULTI-UNIT SIS	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-2960RH1C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-2960RH2C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-2960RH3C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-2960RH4C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-2960RH5C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-2960RH6C
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-2870RH25
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-2870RH35
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-2871RH35
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,20	SIS-2871RH45
	SMART ANGLE	
	Tornillo Smart Angle	SIS-2915R
	Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-2915RHG
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8214A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8214B



DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM®

	STD
 Hexagonal 1,27	SIS-3001R
 Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-3002R SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Tapón cicatrización alt. 7mm Hexagonal 1,27	SIS-3004RH3 SIS-3004RH4 SIS-3004RH5 SIS-3004RH7
 Pilar angulado 15° Pilar angulado 25° Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-3005RA SIS-3082R SIS-3083R SIS-3050RR SIS-3050RA
 Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria Ti-Base HG 2,5mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-3008RR SIS-3008RA SIS-3008RRG2 SIS-3008RAG2 SIS-3008RRG3 SIS-3008RAG3 SIS-3008RRG4 SIS-3008RAG4 SIS-3008RRC9 SIS-3008RAC9
	SIS-3090R
 Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-3030RR SIS-3030RA



DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM®

	STD
 Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-3010RH1 SIS-3010RH2 SIS-3010RH3 SIS-3010RH4 SIS-3010RH5 SIS-3010RH6
	SIS-3014R
 Tornillo M2 (hex. 1,27)	SIS-3014RB
 Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-3060RH1C SIS-3060RH2C SIS-3060RH3C SIS-3060RH4C SIS-3060RH5C SIS-3060RH6C
 Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm Hexagonal 1,20	SIS-2870RH25 SIS-2870RH35 SIS-2871RH35 SIS-2871RH45
 Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-3015R SIS-3015RHG
 Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8215A SIS-8215B

	NV	RV
 Coping impresión (cubeta abierta) Estrella	SIS-3201N	SIS-3201R
 Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-3202N SIS-8888	SIS-3202R SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 2mm Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Tapón cicatrización alt. 6mm Estrella	SIS-3204NH2 SIS-3204NH3 SIS-3204NH4 SIS-3204NH5 SIS-3204NH6	SIS-3204RH2 SIS-3204RH3 SIS-3204RH4 SIS-3204RH5 SIS-3204RH6
 Pilar recto antirrotatorio Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-3205NA SIS-3250NR SIS-3250NA	SIS-3205RA SIS-3250RR SIS-3250RA
 Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-3208NR SIS-3208NA	SIS-3208RR SIS-3208RA
 Ti-Base HG 2,5mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 4,5mm rotatoria Ti-Base HG 4,5mm antirrotatoria	SIS-3208NRG2 SIS-3208NAG2 SIS-3208NRG3 SIS-3208NAG3 SIS-3208NRG4 SIS-3208NAG4	SIS-3208RRG2 SIS-3208RAG2 SIS-3208RRG3 SIS-3208RAG3 SIS-3208RRG4 SIS-3208RAG4
 Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-3208NRC9 SIS-3208NAC9	SIS-3208RRC9 SIS-3208RAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-3290N	SIS-3290R
 Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-3230NR SIS-3230NA	SIS-3230RR SIS-3230RA

	NV	RV
 Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-3210NH2 SIS-3210NH3 SIS-3210NH4 SIS-3210NH5 SIS-3210NH6	SIS-3210RH2 SIS-3210RH3 SIS-3210RH4 SIS-3210RH5 SIS-3210RH6
 Tornillo M1,6 (estrella) Tornillo M1,8 (estrella)	SIS-3214N	SIS-3214R
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,6 (estrella) Tornillo M1,8 (estrella)	SIS-3214NB	SIS-3214RB
 SIS MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-3260NH1C SIS-3260NH2C SIS-3260NH3C SIS-3260NH4C SIS-3260NH5C SIS-3260NH6C	SIS-3260RH1C SIS-3260RH2C SIS-3260RH3C SIS-3260RH4C SIS-3260RH5C SIS-3260RH6C
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-3215N SIS-3215NHG	SIS-3215R SIS-3215RHG
 CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8207A SIS-8207B	SIS-8207A SIS-8207B

	RP
 Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal Axiom	SIS-3301R
 Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-3302R SIS-8888
 Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-3308RRC9 SIS-3308RAC9
 Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-3308RR SIS-3308RA
 Ti-Base HG 2,5mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria	SIS-3308RRHG2 SIS-3308RAHG2 SIS-3308RRHG3 SIS-3308RAHG3
 Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-3308RRC9 SIS-3308RAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-3390R
 Pilar SIScator alt. 1mm Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-3310RH1 SIS-3310RH2 SIS-3310RH3 SIS-3310RH4 SIS-3310RH5 SIS-3310RH6
 Tornillo M1,6 ESPECIAL (hex. Axiom) Tornillo extractor M1,4 (hex. Axiom) TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,6 ESPECIAL (hex. Axiom)	SIS-3314R SIS-3314E SIS-3314RB
 Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-3360RH1C SIS-3360RH2C SIS-3360RH3C SIS-3360RH4C SIS-3360RH5C SIS-3360RH6C
 Pilar Multi-Unit angul. 17º alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit angul. 17º alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30º alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30º alt. 4,5mm Hexagonal Axiom	SIS-3370RH2 SIS-3370RH3 SIS-3371RH3 SIS-3371RH4
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-3315R SIS-3315RHG

	RP
 Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-3401R
 Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-3402R SIS-8888
 Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-3408RRC9 SIS-3408RAC9
 Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-3408RR SIS-3408RA
 Ti-Base HG 2,5mm rotatoria Ti-Base HG 2,5mm antirrotatoria Ti-Base HG 3,5mm rotatoria Ti-Base HG 3,5mm antirrotatoria	SIS-3408RRHG2 SIS-3408RAHG2 SIS-3408RRHG3 SIS-3408RAHG3
 Ti-Base HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-Base HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-3408RRC9 SIS-3408RAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-3490R
 Pilar SIScator alt. 1mm Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-3410RH1 SIS-3410RH2 SIS-3410RH3 SIS-3410RH4 SIS-3410RH5 SIS-3410RH6
 Tornillo M1,4 (hex. 1,20) Tornillo extractor M1,4 (hex. 1,20) TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,4 (hex. 1,20)	SIS-3414R SIS-3414E SIS-3414RB
 Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-3460RH1C SIS-3460RH2C SIS-3460RH3C SIS-3460RH4C SIS-3460RH5C SIS-3460RH6C
 Pilar Multi-Unit angul. 17º alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit angul. 17º alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30º alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30º alt. 4,5mm Hexagonal 1,20	SIS-3470RH2 SIS-3470RH3 SIS-3471RH3 SIS-3471RH4
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-3415R SIS-3415RHG

	RP
 Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-3601R
 Análogo Tornillo fijación análogo digital  Plana/Cruz	SIS-3602R SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Tapón cicatrización alt. 7mm  Hexagonal 1,20	SIS-3604RH3 SIS-3604RH4 SIS-3604RH5 SIS-3604RH7
 Pilar recto antirrotatorio Pilar angulado 15° Pilar angulado 25° Pilar provisional rotatorio Pilar provisional antirrotatorio	SIS-3605RA SIS-3682R SIS-3683R SIS-3650RR SIS-3650RA
 Ti-BASE rotatoria Ti-BASE antirrotatoria	SIS-3608RR SIS-3608RA
 Ti-BASE HG 2,5mm rotatoria Ti-BASE HG 2,5mm antirrotatoria Ti-BASE HG 3,5mm rotatoria Ti-BASE HG 3,5mm antirrotatoria Ti-BASE HG 4,5mm rotatoria Ti-BASE HG 4,5mm antirrotatoria	SIS-3608RRG2 SIS-3608RAG2 SIS-3608RRG3 SIS-3608RAG3 SIS-3608RRG4 SIS-3608RAG4
 Ti-BASE HC 9mm rotatoria (recortable) Ti-BASE HC 9mm antirrotatoria (recortable)	SIS-3608RRC9 SIS-3608RAC9
 Scanbody (Ti)	SIS-3690R
 Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-3630RR SIS-3630RA

	RP
 Pilar SISCator alt. 1mm Pilar SISCator alt. 2mm Pilar SISCator alt. 3mm Pilar SISCator alt. 4mm Pilar SISCator alt. 5mm Pilar SISCator alt. 6mm	SIS-3610RH1 SIS-3610RH2 SIS-3610RH3 SIS-3610RH4 SIS-3610RH5 SIS-3610RH6
 Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-3614R
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-3614RB
 MULTI-UNIT SIS Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-3660RH1C SIS-3660RH2C SIS-3660RH3C SIS-3660RH4C SIS-3660RH5C SIS-3660RH6C
 SMART ANGLE Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 3mm/4mm	SIS-3615R SIS-3615RHG
 CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8215A SIS-8215B

RP 4.2

	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,70	SIS-1005
	Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-1001 SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 3,5mm Tapón cicatrización alt. 4,5mm Hexagonal 1,70	SIS-1010 SIS-1011
	Pilar recto antirrotatorio Pilar recto rotatorio	SIS-1006 SIS-1007
	Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-1008 SIS-1009
	Scanbody (Ti)	SIS-1090R
	Calcinable rotatorio Calcinable antirrotatorio	SIS-1002 SIS-1003
	Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-1010RH3 SIS-1010RH4 SIS-1010RH5 SIS-1010RH6
	Tornillo M1,8 (hex. 1,70) Tornillo M1,8 (cruz)	SIS-1004 SIS-1004M
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,8 (hex. 1,70)	SIS-1004B



THINK DIGITAL

SMART IMPLANT SOLUTIONS OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS:


- Kits que se componen de mango corto (clínica) o largo (laboratorio) y diferentes puntas a elegir.
- Llaves especiales para Locator®/SIScator, Multi-Unit, carracas, mangos, adaptadores, etc.
- Puntas para destornilladores de múltiples cabezas en tamaño corto (20mm), mediano (25mm) o largo (35mm).

	Kit destornillador mango corto (clínica) Consta de 6 puntas a elegir e incluye el mango corto.	SIS-9114S
	Kit destornillador mango largo (laboratorio) Consta de 6 puntas a elegir e incluye el mango largo.	SIS-9115S
	Kit de carraca dinamométrica Consta de carraca dinamométrica, 6 puntas a elegir e incluye el mango corto.	SIS-9116S

MANGOS, CARRACAS Y ADAPTADORES

	Carraca dinamométrica	SIS-9118
	Llave manual carraca	SIS-9139
	Mango corto (clínica)	SIS-9101A
	Mango largo (laboratorio)	SIS-9102
	Adaptador carraca conexión contra-ángulo	SIS-9139A

PUNTA DESTONILLADOR SMART ANGLE

	CORTA 20mm	MEDIANA 25mm	LARGA 35mm
	SIS-9142C	SIS-9142M	SIS-9142L

LLAVES ESPECIALES

	Llave carraca SIScator	SIS-9113		Llave contraángulo SIScator	SIS-9134
	Llave SIScator Core Tool	SIS-9146		Llave transportadora Multi-Unit mini	ARO-9136N
	Llave carraca Multi-Unit larga (hex. 2)	SIS-9135		Llave contra-ángulo Multi-Unit (hex. 2)	SIS-9136
	Llave manual carraca	SIS-9139		Mango corto clínica	SIS-9101A

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

		CORTA 20mm	MEDIANA 25mm	LARGA 35mm	
	Punta hexagonal 0,90	SIS-9131	SIS-9132	SIS-9123 SIS-9124 SIS-9125 SIS-9126	Nobel Biocare® Astra®
	Punta hexagonal 1,00		SIS-9147M		
	Punta hexagonal 1,20	SIS-9103C	SIS-9103		
	Punta hexagonal 1,25	SIS-9104C	SIS-9104		
	Punta hexagonal 1,27	SIS-9105C	SIS-9105		
	Punta hexagonal 1,70	SIS-9120C	SIS-9120		
	Punta plana 0,5	SIS-9121C	SIS-9121	SIS-9127	Sistemas de tipo ranurado
	Punta torx	SIS-9106C	SIS-9106	SIS-9130	Straumann®
	Punta cuadrada 1,25	SIS-9133C	SIS-9133M	SIS-9133L	Nobel Biocare®
	Punta cuadrada 1,30	SIS-9137C	SIS-9137M	SIS-9137L	Nobel Biocare®
	Punta cruz tipo KI	SIS-9122C	SIS-9122	SIS-9128	Klockner®
	Punta cruz tipo EK	SIS-9138C	SIS-9138M	SIS-9138L	Eckermann®
	Punta unigrip	SIS-9112	SIS-9111	SIS-9129	Nobel Biocare®
	Punta estrella (Neo)	SIS-9143C	SIS-9143M	SIS-9143L	Neodent GM®
	Punta estrella	SIS-9144C	SIS-9144M	SIS-9144L	Klockner® Vega®
	Punta hexagonal Axiom		SIS-9145M		Anthogyr® Axiom® BL

EXTRACTORES DE IMPLANTES Y TORNILLOS

USOS ESPECÍFICOS DE LOS TIPOS DE EXTRACTORES.



EXTRACTOR PARA TORNILLOS CORONADOS O DEFORMADOS:

EXTRACTOR TIPO 1

- Diseñado para extraer tornillos con la conexión coronada o deformada.
- Universal para hexagonales de 1,20 / 1,25 / 1,27 / 1,30, unigrip, Torx, etc.
- Indicado para tornillos, pilares de cicatrización, etc.

EXTRACTOR TIPO 2

- Diseñado para extraer tornillos con la conexión totalmente deteriorada.
- Se utiliza cuando el extractor tipo 1 no sujeta o arrastra la zona afectada.

TORNILLO CORONADO: Tornillo que mantiene la cabeza del mismo pero la conexión para la llave está deteriorada parcial o totalmente.

EXTRACTOR PARA IMPLANTES FRACASADOS:

EXTRACTOR TIPO 3


- Diseñado para extraer implantes fracasados con rosca M1,6.
- Universal para la mayoría de implantes del mercado. No debe exceder un torque superior a 100 N cm.
- Para torques mayores debe utilizarse el extractor tipo 4.

EXTRACTOR TIPO 4

- Diseñado para extraer implantes fracasados con rosca M1,8 y M2. Universal para la mayoría de implantes del mercado.
- Aconsejable no exceder un torque superior a 200 N cm.
- También puede ser utilizado para implantes de rosca M1,6 si previamente se ha utilizado el extractor tipo 3.

IMPLANTE FRACASADO: Es el implante que por causas como infección, poco hueso, mala higiene, prótesis incorrecta, etc... no alcanza una correcta osteointegración y tiene un movimiento anormal. Su extracción será con muy poco torque, nunca superior a las indicaciones técnicas del extractor, de forma fácil y cómoda.

INSTRUCCIONES DE USO




ADITAMENTOS POR ENCARGO

¿NECESITA ALGÚN ADITAMENTO ESPECIAL?


Llámenos y le atenderemos sin ningún tipo de compromiso.

Le elaboraremos un presupuesto y si está interesado haremos llegar su necesidad a nuestro departamento de I+D, donde desarrollarán para usted ese aditamento que necesita.




SOMOS CAPACES DE FABRICAR CUALQUIER CONEXIÓN.





ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE TORNILLOS

REFERENCIA	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	1	2	3	4	5	6	7
			LLAVE	DIÁMETRO CABEZA (mm)	ASIENTO	MÉTRICA	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD CABEZA (mm)	LONGITUD CUERPO (mm)
SIS-3314R	Anthogyr® Axiom® BL	Ø RP	Hex. Axiom	2,2	20º	M 1,6 ESPECIAL	8	1,35	6,65
SIS-0514X	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 3,0	Hex. 1,27	2,2	30º	M 1,4	7,5	1,77	5,73
SIS-0515X	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 3,0	Smart Angle	2,3	30º	M 1,4	7,5	1,77	5,73
SIS-0515XHG	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 3,0	Smart Angle	2,3	30º	M 1,4	10,55	4,9	5,65
SIS-0540	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 3,5/4,0	Hex. 1,27	2,35	0º	M 1,6	8,25	2	6,25
SIS-0541	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 4,5/5,0	Hex. 1,27	2,35	0º	M 2	10,3	2	8,3
SIS-2018	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 3,5/4,0	Smart Angle	2,3	0º	M 1,6	7,6	1,5	6,1
SIS-2018HG	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 3,5/4,0	Smart Angle	2,3	0º	M 1,6	11	4,9	6,1
SIS-2019	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 4,5/5,0	Smart Angle	2,3	0º	M 2	9	1,5	7,5
SIS-2019HG	Astra® Tech Osseospeed®	Ø 4,5/5,0	Smart Angle	2,3	0º	M 2	13,15	5,65	7,5
SIS-2314L	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 4,8	Hex. 1,27	2,35	0º	M 2	7,6	1,6	6
SIS-2314R	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 3,6	Hex. 1,27	2,13	60º	M 1,6	7,45	1,65	5,8
SIS-2314W	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 4,2	Hex. 1,27	2,35	40º	M 1,8	7,6	1,37	6,23
SIS-2314X	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 3,0	Hex. 1,27	2,15	65º	M 1,4	7,65	1,59	6,06
SIS-2315L	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 4,8	Smart Angle	2,4	0º	M 2	7,5	1,5	6
SIS-2315LHG	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 4,8	Smart Angle	2,4	0º	M 2	12,2	5,5	6,7
SIS-2315R	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 3,6	Smart Angle	2,3	60º	M 1,6	7,45	1,65	5,8
SIS-2315RHG	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 3,6	Smart Angle	2,3	60º	M 1,6	11,25	5,4	5,85
SIS-2315W	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 4,2	Smart Angle	2,3	40º	M 1,8	7,6	1,45	6,15
SIS-2315WHG	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 4,2	Smart Angle	2,3	40º	M 1,8	11,65	5,65	6
SIS-2315X	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 3,0	Smart Angle	2,3	65º	M 1,4	7,4	1,41	5,99
SIS-2315XHG	Astra® Tech System TM Evolution	Ø 3,0	Smart Angle	2,3	65º	M 1,4	11	5	6
SIS-2001HG	Biomet 3i® Osseotite®	Ø RP 4,1	Smart Angle	2,3	45º	M 2	7,5	3	4,5
SIS-1614N	Biohorizons® Tapered®	Ø 3,0/ Ø 3,5/ Ø 4,5	Hex. 1,27	2,4	45º	UNF 1/72	7,2	1,87	5,33
SIS-1615N	Biohorizons® Tapered®	Ø 3,0/ Ø 3,5/ Ø 4,5	Smart Angle	2,3	45º	UNF 1/72	7,1	1,82	5,28
SIS-1615NHG	Biohorizons® Tapered®	Ø 3,0/ Ø 3,5/ Ø 4,5	Smart Angle	2,3	45º	UNF 1/72	10,1	4,8	5,3
SIS-0452	Biomet 3i® Certain®	Ø 3,4 /Ø4,1/Ø5,0	Hex. 1,20	2,02	0º	M 1,6	8,4	1,9	6,5
SIS-0455	Biomet 3i® Certain®	Ø 4,1/ Ø5,0	Hex. 1,20	2,29	45º	M 1,6	8,4	1,8	6,6
SIS-2006	Biomet 3i® Certain®	Ø 3,4 /Ø4,1/Ø5,0	Smart Angle	2,3	90º	M 1,6	8,4	1,6	6,8
SIS-2006HG	Biomet 3i® Certain®	Ø 3,4 /Ø4,1	Smart Angle	2,3	90º	M 1,6	11,8	5	6,8
SIS-0151	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Unigrip	2,4	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0152	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Hex. 1,20	2,4	45º	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0153	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Hex. 1,25	2,4	45º	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0154	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Cuadrado 1,30	2,4	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0160	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Hex. 1,20	2,45	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0161	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Hex. 1,25	2,45	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-2028	Biomet 3i® Osseotite®	Ø 3,4/Ø 4,1/Ø 5,0	Smart Angle	2,3	45º	M 2	6	1,5	4,5
SIS-3414R	Biotech Dental® Kontakt®	Ø RP	Hex. 1,20	1,92	45º	M 1,4	7,7	1,4	6,3
SIS-3415R	Biotech Dental® Kontakt®	Ø RP	Smart Angle	2,3	45º	M 1,4	7,85	1,4	6,45
SIS-3415RHG	Biotech Dental® Kontakt®	Ø RP	Smart Angle	2,3	45º	M 1,4	12,1	5,65	6,45
SIS-0151	Bti®	Ø 4,1	Unigrip	2,4	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0152	Bti®	Ø 4,1	Hex. 1,20	2,4	45º	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0153	Bti®	Ø 4,1	Hex. 1,25	2,4	45º	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0154	Bti®	Ø 4,1	Cuadrado 1,30	2,4	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0160	Bti®	Ø 4,1	Hex. 1,20	2,45	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0161	Bti®	Ø 4,1	Hex. 1,25	2,45	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-1210	Bti®	Ø 3,5	Hex. 1,20	2,55	0º	M 2	5,5	1,7	3,8
SIS-2001	Bti®	Ø 4,1	Smart Angle	2,3	45º	M 2	6	1,5	4,5
SIS-2001HG	Bti®	Ø 4,1	Smart Angle	2,3	45º	M 2	7,5	3	4,5
SIS-2026	Bti®	Ø 3,5	Smart Angle	2,35	0º	M 2	5,5	1,7	3,8
SIS-2023	BTI® CORE	Ø3,3/4,75	Smart Angle	2,3	0º	M 1,8	6,5	1,5	5
SIS-2023HG	BTI® CORE	Ø3,3/4,75	Smart Angle	2,3	0º	M 1,8	9,8	4,8	5
SIS-3514N	BTI® CORE	Ø3,3/4,75	Hex. 1,20	2,5	0º	M 1,8	7	2	5
SIS-0710	Bti® Interno	Ø 4,1/5,5	Hex. 1,20	2,5	0º	M 1,8	7	2	5




EL TORQUE DE APIRIETE SIEMPRE
DEBERÁ SER EL INDICADO POR EL
FABRICANTE DEL IMPLANTE.

Más información en:
INSTRUCCIONES DE USO.PDF >>>



REFERENCIA	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	1	2	3	4	5	6	7
			LLAVE	DIÁMETRO CABEZA (mm)	ASIENTO	MÉTRICA	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD CABEZA (mm)	LONGITUD CUERPO (mm)
SIS-0710N	Bti® Interno	Ø 3,5	Hex. 1,20	2,5	0º	M 1,8	7	2	5
SIS-0710Q	Bti® Interno	Ø 4,1/5,5	Cuadrado 1,30	2,5	0º	M 1,8	7	2	5
SIS-2023	Bti® Interno	Ø 3,5/4,1/5,5	Smart Angle	2,3	0º	M 1,8	7	2	5
SIS-2023HG	Bti® Interno	Ø 3,5/4,1	Smart Angle	2,3	0º	M 1,8	9,8	4,8	5
SIS-2714	Denstply® Ankylos®	Ø C (Without Index)	Hex. 1,0	2,2	30º	M 1,8	8,15	1,35	6,8
SIS-2715N	Denstply® Ankylos®	Ø C (Without Index)	Smart Angle	2,35	60º	M 1,8	9,01	1,8	7,21
SIS-2614	Denstply® Xive®	Ø3,4/Ø3,8	Hex. 1,20	2,06	45º	M 1,6	8,5	1,4	7,1
SIS-2614N	Denstply® Xive®	Ø3,4	Hex. 0,90	2,06	45º	M 1,6	8,5	1,4	7,1
SIS-2614R	Denstply® Xive®	Ø 3,8	Hex. 0,90	2,06	45º	M 1,6	8,5	1,4	7,1
SIS-2615N	Denstply® Xive®	Ø3,4	Smart Angle	2,3	45º	M 1,6	8,9	1,67	7,23
SIS-2615R	Denstply® Xive®	Ø 3,8	Smart Angle	2,3	45º	M 1,6	8,9	1,67	7,23
SIS-3014R	Dentium Superline™ & Implantium®	Ø STD	Hex. 1,27	2,29	30º	M 2	10,2	1,9	8,3
SIS-3015R	Dentium Superline™ & Implantium®	Ø STD	Smart Angle	2,3	30º	M 2	10,2	1,9	8,3
SIS-3015RHG	Dentium Superline™ & Implantium®	Ø STD	Smart Angle	2,3	30º	M 2	11,65	3,35	8,3
SIS-2914R	Dio® Ufil®	Ø REGULAR	Hex. 1,20	2,45	30º	M 2	8,5	1,7	6,8
SIS-2915R	Dio® Ufil®	Ø REGULAR	Smart Angle	2,3	30º	M 2	8,5	1,7	6,8
SIS-2915RHG	Dio® Ufil®	Ø REGULAR	Smart Angle	2,3	30º	M 2	11,3	4,8	6,5
SIS-1004	Klockner® Sk2®	Ø 4,2	Hex 1,70	2,45	45º	M 1,8	6	2,07	3,93
SIS-1004M	Klockner® Sk2®	Ø 4,2	Cruz	2,45	45º	M 1,8	4,32	0,43	3,89
SIS-3214N	Klockner® Vega®	Ø NV	Estrella	2,15	90º	M 1,6	8	2	6
SIS-3214R	Klockner® Vega®	Ø RV	Estrella	2,15	90º	M 1,8	8	2	6
SIS-3215N	Klockner® Vega®	Ø NV	Smart Angle	2,3	45º	M 1,6	7,78	1,7	6,08
SIS-3215NHG	Klockner® Vega®	Ø NV	Smart Angle	2,3	45º	M 1,6	11,75	5,75	6
SIS-3215R	Klockner® Vega®	Ø RV	Smart Angle	2,3	45º	M 1,8	7,78	1,7	6,08
SIS-3215RHG	Klockner® Vega®	Ø RV	Smart Angle	2,3	45º	M 1,8	11,6	5,4	6,2
SIS-3615R	Megagen Anyone®	Ø RP	Smart Angle	2,3	30º	M 2	10,2	1,9	8,3
SIS-3615RHG	Megagen Anyone®	Ø RP	Smart Angle	2,3	30º	M 2	11,65	3,35	8,3
SIS-2514R	Megagen Anyridge®	Ø STD	Hex. 1,20	2,1	0º	M 1,8	8	2	6
SIS-2515R	Megagen Anyridge®	Ø STD	Smart Angle	2,3	0º	M 1,8	8	2	6
SIS-2515RHG	Megagen Anyridge®	Ø STD	Smart Angle	2,3	0º	M 1,8	10,9	4,8	6,1
SIS-0351M	Mis® C1/V3	Ø SP	Hex. 1,27	2,2	30º	UNF 1/72	7,5	2,3	5,2
SIS-2007M	Mis® C1/V3	Ø SP	Smart Angle	2,3	30º	UNF 1/72	7,1	1,45	5,65
SIS-2007MHG	Mis® C1/V3	Ø SP	Smart Angle	2,3	30º	UNF 1/72	10,2	4,55	5,65
SIS-0351M	Mis® C1/V3®	Ø 3,3	Hex. 1,27	2,1	30º	M 1,6	7,6	1,85	5,75
SIS-0351M	Mis® Seven®	Ø 3,75/4,20 - Ø 5,0/6,0	Hex. 1,27	2,2	30º	UNF 1/72	7,5	2,3	5,2
SIS-0351MX	Mis® Seven®	Ø 3,3	Hex. 1,27	2,1	30º	M 1,6	7,6	1,85	5,75
SIS-2007M	Mis® Seven®	Ø 3,75/4,20 - Ø 5,0/6,0	Smart Angle	2,3	30º	UNF 1/72	7,1	1,45	5,65
SIS-2007MHG	Mis® Seven®	Ø 3,75/4,20	Smart Angle	2,3	30º	UNF 1/72	10,2	4,55	5,65
SIS-2025	Mis® Seven®	Ø 3,3	Smart Angle	2,3	30º	M 1,6	7,1	1,57	5,53
SIS-2025HG	Mis® Seven®	Ø 3,3	Smart Angle	2,3	30º	M 1,6	9,9	4,4	5,5
SIS-1307	MultiUnit SIS®	Ø RP	Unigrip	2	45º	M 1,4	3,5	1,3	2,2
SIS-1307A	MultiUnit SIS®	Ø RP	Hex. 1,27	2	0º	M 1,4	3,5	1,3	2,2
SIS-1307H	MultiUnit SIS®	Ø RP	Hex. 1,20	2,2	0º	M 1,4	3,5	1,4	2,1
SIS-2012	MultiUnit SIS®	Ø RP	Smart Angle	2,4	0º	M 1,4	3,9	1,8	2,1
SIS-2214R	Neobiotech® is system	Ø REGULAR	Hex. 1,20	2,3	30º	M 2	8,8	1,65	7,15
SIS-2215R	Neobiotech® is system	Ø REGULAR	Smart Angle	2,3	30º	M 2	7,9	1,4	6,5
SIS-2215RHG	Neobiotech® is system	Ø REGULAR	Smart Angle	2,3	30º	M 2	11,45	4,95	6,5
SIS-2414R	Neodent GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®)	Ø STD	Neo	1,88	60º	M 1,6	9,7	1,45	8,25
SIS-2415R	Neodent GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®)	Ø STD	Smart Angle	2,3	60º	M 1,6	10,31	1,7	8,61
SIS-2415RHG	Neodent GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®)	Ø STD	Smart Angle	2,3	60º	M 1,6	12,2	3,6	8,6
SIS-0151	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Unigrip	2,4	45º	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0152	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Hex. 1,20	2,4	45º	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0153	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Hex. 1,25	2,4	45º	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0154	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Cuadrado 1,30	2,4	45º	M 2	7,9	1,85	6,05



EL TORQUE DE APRIETE SIEMPRE DEBERÁ SER EL INDICADO POR EL FABRICANTE DEL IMPLANTE.

Más información en:
INSTRUCCIONES DE USO.PDF >>>



REFERENCIA	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	1	2	3	4	5	6	7
			LLAVE	DIÁMETRO CABEZA (mm)	ASIENTO	MÉTRICA	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD CABEZA (mm)	LONGITUD CUERPO (mm)
SIS-0156	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 5,0	Hex. 1,20	3,3	45°	M 2,5	7,02	1,4	5,62
SIS-0160	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Hex. 1,20	2,45	45°	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0161	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Hex. 1,25	2,45	45°	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0915	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,3	Unigrip	2,2	55°	M 1,6	7,3	1,4	5,9
SIS-2001	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,75/Ø 4,0	Smart Angle	2,3	45°	M 2	6	1,5	4,5
SIS-2001HG	Nobel Biocare® Branemark®	"Ø 3,75/Ø 4,0	Smart Angle	2,3	45°	M 2	7,5	3	4,5
SIS-2002	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,3	Smart Angle	2,3	55°	M 1,6	7,67	1,7	5,97
SIS-2002HG	Nobel Biocare® Branemark®	Ø 3,3	Smart Angle	2,3	55°	M 1,6	7,9	3,5	4,4
SIS-0914	Nobel Biocare® NobelActive®	Ø 4,3/5,0	Unigrip	2,52	55°	M 2	7,33	1,2	6,13
SIS-0915	Nobel Biocare® NobelActive®	Ø 3,5/3,75	Unigrip	2,2	55°	M 1,6	7,3	1,4	5,9
SIS-2003	Nobel Biocare® NobelActive®	Ø 4,3/5,0	Smart Angle	2,3	55°	M 2	7,5	1,4	6,1
SIS-2003HG	Nobel Biocare® NobelActive®	Ø 4,3/5,0	Smart Angle	2,3	55°	M 2	11,7	5,6	6,1
SIS-2017	Nobel Biocare® NobelActive®	Ø 3,5/3,75	Smart Angle	2,3	55°	M 1,6	7,3	1,74	5,56
SIS-2017HG	Nobel Biocare® NobelActive®	Ø 3,5/3,75	Smart Angle	2,3	55°	M 1,6	11,5	5,95	5,55
SIS-0852	Nobel Biocare® Replace Select®	Ø 3,5	Unigrip	2,4	0°	M 1,8	8,3	1,8	6,5
SIS-0853	Nobel Biocare® Replace Select®	Ø 4,3/5,0	Unigrip	2,4	0°	M 2	9,9	1,5	8,4
SIS-2004	Nobel Biocare® Replace Select®	Ø 4,3/5,0	Smart Angle	2,3	0°	M2	9	1,5	7,5
SIS-2005	Nobel Biocare® Replace Select®	Ø3,5	Smart Angle	2,3	0°	M 1,8	7,5	1,38	6,12
SIS-2814N	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Ø MINI	Hex. 1,25	2,22	45°	M 1,6	10,2	2,08	8,12
SIS-2814R	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Ø REGULAR	Hex. 1,25	2,33	45°	M 2	8,35	2,05	6,3
SIS-2815N	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Ø MINI	Smart Angle	2,3	45°	M 1,6	9,4	1,4	8
SIS-2815NHG	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Ø MINI	Smart Angle	2,3	45°	M 1,6	13,2	5,2	8
SIS-2815R	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Ø REGULAR	Smart Angle	2,3	45°	M 2	7,9	1,4	6,5
SIS-2815RHG	Osstem® Ts/Hiossen® Et	Ø REGULAR	Smart Angle	2,3	45°	M 2	11	4,5	6,5
SIS-0151	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Unigrip	2,4	45°	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0152	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Hex. 1,20	2,4	45°	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0153	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Hex. 1,25	2,4	45°	M 2	7,9	1,65	6,25
SIS-0154	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Cuadrado 1,30	2,4	45°	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0160	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Hex. 1,20	2,45	45°	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-0161	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Hex. 1,25	2,45	45°	M 2	7,9	1,85	6,05
SIS-1505	Phibo® Tsh®	Ø 3,3	Hex. 1,25	2,25	30°	M 1,8	8	1,8	6,2
SIS-2001HG	Phibo® Tsh®	Ø 4,0	Smart Angle	2,3	45°	M 2	7,5	3	4,5
SIS-2024	Phibo® Tsh®	Ø 3,3	Smart Angle	2,35	30°	M 1,8	7,9	1,7	6,2
SIS-2027	Phibo® Tsh®	Ø 4,0 / Ø 5,0	Smart Angle	2,35	30°	M 2	6	1,7	8,13
SIS-1104N	Straumann® Bone Level®	Ø 3,3	Torx	2,05	75°	M 1,6	7,85	1	6,85
SIS-1114RC	Straumann® Bone Level®	Ø 3,3	Torx	2,05	75°	M 1,6	7,85	1,31	6,54
SIS-1114RC	Straumann® Bone Level®	Ø 4,1/Ø 4,8	Torx	2,05	75°	M 1,6	7,85	1,31	6,54
SIS-2009	Straumann® Bone Level®	Ø 3,3/Ø 4,1/Ø 4,8	Smart Angle	2,3	75°	M 1,6	7,85	1	6,85
SIS-2009HG	Straumann® Bone Level®	Ø 3,3/Ø 4,1/Ø 4,8	Smart Angle	2,3	75°	M 1,6	12,5	5,65	6,85
SIS-0624	Straumann® Tissue Level®	Ø 4,8/6,5	Torx	2,5	45°	M 2	4,45	0,95	3,5
SIS-0625	Straumann® Tissue Level®	Ø 4,8/6,5	Torx	2,6	75°	M 2	6,7	1	5,7
SIS-2008	Straumann® Tissue Level®	Ø 4,8/6,5	Smart Angle	2,55	75°	M 2	6,7	1	5,7
SIS-2008HG	Straumann® Tissue Level®	Ø 4,8	Smart Angle	2,55	75°	M 2	10,6	4,9	5,7
SIS-2010	Straumann® Tissue Level®	Ø 4,8	Smart Angle	2,5	45°	M 2	5,5	2	3,5
SIS-1405	Sweden & Martina Premium Kohno®	Ø 4,25	Hex. 1,27	2,5	30°	M 2	8,1	2	6,1
SIS-1405N	Sweden & Martina Premium Kohno®	Ø 3,3 / Ø 3,8	Hex. 1,27	2,15	30°	M 1,8	7,45	2	5,45
SIS-2016	Sweden & Martina Premium Kohno®	Ø 4,25	Smart Angle	2,3	30°	M 2	6	1,5	4,5
SIS-2021	Sweden & Martina Premium Kohno®	Ø 3,3 / Ø 3,8	Smart Angle	2,25	30°	M 1,8	7,1	1,45	5,65
SIS-2021HG	Sweden & Martina Premium Kohno®	Ø 3,8	Smart Angle	2,3	30°	M 1,8	9,6	3,95	5,65
SIS-0351Z	Zimmer® Screw-Vent®	Ø 3,5/Ø 4,5/Ø 5,7	Hex. 1,27	1,95	20°	UNF 1/72	8,21	2,35	5,8
SIS-2007	Zimmer® Screw-Vent®	Ø 3,5/Ø 4,5/Ø 5,7	Smart Angle	2,3	20°	UNF 1/72	7,1	1,45	5,65
SIS-2007HG	Zimmer® Screw-Vent®	Ø 3,5/Ø 4,5/Ø	Smart Angle	2,3	20°	UNF 1/72	10,2	4,55	5,65

CÓMO REALIZAR SU PEDIDO



+ 34 943 322 812



pedidos@smartimplantsolutions.com



CONTÁCTENOS

- Llamando a nuestras oficinas al + 34 943 322 812 en horario de 9:30 a 19:00 o al comercial de su zona.
 - Enviando un correo electrónico a pedidos@smartimplantsolutions.com
- Para evitar mal entendidos, no se olvide de indicar el número de referencia de los productos.

TRANSPORTE

- Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 los recibirá al día siguiente antes de las 14:00.
- Los pedidos superiores a 120€ tienen los gastos de envío gratuitos.
- En pedidos inferiores se cobrarán 7,95€ en concepto de portes (Península y Baleares).
- En Canarias los portes ascenderán a 14,95€.
- Los pedidos contra reembolso tendrán un recargo de un 4%.

DEVOLUCIONES

- Se admiten devoluciones hasta 30 días a partir de la fecha de envío del pedido.
- Para aceptar la devolución deben cumplirse los siguientes requisitos:
 1. El embalaje debe encontrarse en perfectas condiciones. (Sin abrir, sin signos de haber sido manipulado).
 2. Debe adjuntarse una copia de la factura.
 3. Los gastos de transporte correran a cargo del cliente.



www.smartimplantsolutions.com